

## Dispositif Médical

Intitulé du Dispositif médical	BD STENT 10A
	prothèse æsophagienne
	biodégradable
N° de lot de l'appel d'offres	

 $\underline{\textbf{Remarque}}: Selon \ le \ dispositif \ m\'edical \ (DM) \ concern\'e, ce \ dossier \ concernera \ une \ \underline{r\'ef\'erence}, un \ \underline{type} \ ou \ une \ \underline{famille} \ de \ DM$ 

seign	nements administratifs concernant l'entrepris		nte de mise à jour : 09.10.2020 nte d'édition :
1.1	Nom:	NOVATE	CH SA
1.2	Adresse complète :	Tel:	04 42 98 15 60
	1058 voie Antiope – ZI Athélia III	Fax:	04 42 98 15 63
	13705 LA CIOTAT CEDEX	E-mail :	contact@novatech.fr
		Site inter	net : www.novatech.fr
1.3	Coordonnées du correspondant	Tel :	+33 (0) 442 981 560
	matériovigilance : Birgit NOWAK	Fax:	+33 (0) 442 981 563
		E-Mail:	vigilance@novatech.fr
			vigilance@besspro.eu

2.1	<u>Dénomination commune</u> :	Stent æsophagien biodégradable
2.2	<u>Dénomination commerciale</u> :	BD STENT
2.3	Code nomenclature :	CLADIMED A56BA05
2.4	<u>Code LPPR</u> * (ex TIPS si applicable)	:
	* « liste des produits et prestations	s remboursables » inscrits sur la liste prévue à l'article L 165-1
2.5	Classe du DM :	III
	<u>Directive de l'UE applicable</u> :	93/42/EEC selon Annexe n°II
	Numéro de l'organisme notifié :	CE 1014
	Date de première mise sur le mare	<u>ché dans l'UE</u> : 2007
	Date de première mise sur le mare	ché dans l'UE : 2007  ELLA CS
2.6	Fabricant du DM:  Descriptif du dispositif (avec phot selon fiche technique.	ELLA CS
2.6	Fabricant du DM:  Descriptif du dispositif (avec phot selon fiche technique. Eléments à préciser:	ELLA CS
2.6	Fabricant du DM:  Descriptif du dispositif (avec phot selon fiche technique. Eléments à préciser:	ELLA CS  to, schéma, dimensions, volume,): peut être relié au point 8  ation commune quand il existe dans la base de données.
2.6	Fabricant du DM:  Descriptif du dispositif (avec phot selon fiche technique. Eléments à préciser: Descriptif standardisé par dénomine	ELLA CS  to, schéma, dimensions, volume,): peut être relié au point 8  ation commune quand il existe dans la base de données.
2.6	Fabricant du DM:  Descriptif du dispositif (avec phot selon fiche technique. Eléments à préciser: Descriptif standardisé par dénomine	ELLA CS  to, schéma, dimensions, volume,): peut être relié au point 8  ation commune quand il existe dans la base de données.



## Dispositif Médical

2.7 <u>Références Catalogue</u>: peut être relié au point 8 : selon fiche technique

Pour chaque référence préciser :

**REFERENCE**: 019-10A-23/18/23-060 à 019-10A-23/18/23-135

et 019-10A-31/25/31-060 à 019-10A-31/25/31-135

#### Conditionnement / emballages

**UCD** (Unité de Commande) :

<u>CDT</u> (Multiple de l'UCD) :

QML (Quantité minimale de livraison):

1	Ctn
1	Ctn
1	Ctn

#### Descriptif de la référence :

Sans couverture, 6 marqueurs radio-opaques en or,

Extrémités : Ø 23 à 31 mm, Centre : Ø 18 à 25 mm, L-prothèse : 60 à 135 mm, L-couverture :

Introducteur OTW, L: 75 cm, Ø proximal 18 Fr (6 mm) - Ø distal 28 Fr(9.33mm)

Fil guide recommandé < 0.035 inch longueur minimale 220 cm.

#### Caractéristiques de la référence :

our de les istriques de la l'ellerence :				
Longueur		mm		
Diamètre		mm		

<u>Exemple:</u>

Longueur Diamètre cm mm 10 5

Etiquetage : copie (fac-similé du modèle d'étiquetage)




#### **BD STENT SET**

Le set BD Stent est constitué d'une prothèse BD et de son système de pose. Ces deux éléments sont emballés séparèment. Il est nécessaire de charger la prothèse dans le système de pose immédiatement avant implantation.


SX-ELLA Prothèse oesophagienne biodégradable BD (BD Stent)

Prothèse œsophagienne biodégradable auto-expansible non couverte





## Dispositif Médical





## Dispositif Médical

#### 2.8 Composition du dispositif et Accessoires :

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :

- ✓ Absence de latex
- √ Absence de phtalates (DHP)
- ✓ Absence de produit d'origine animale ou biologique (nature, ...)

Toutes mentions jugées utiles pour les précautions d'utilisation

Dispositifs et accessoires associés à lister. (En cas de consommables captifs notamment)

#### 2.9 Domaine - Indications :

Domaine d'utilisation : traitement dans le domaine de la gastro-entérologie.

Indications : sténoses œsophagiennes réfractaires bégnines. Les indications incluent les sténoses œsophagiennes peptiques, caustiques ou anastomotiques ayant présenté un échec de traitement à la suite d'une thérapie conventionnelle par dilatations répétées. L'utilisation de BD STENT est indiquée pour des patients adultes âgés d'au moins 18 ans.

Pour toute information complémentaire sur les indications se reporter au fichier PDF « Mode d'emploi ``

#### 3. Procédé de stérilisation

<u>DM stérile</u>: OUI

Mode de stérilisation du dispositif : Oxyde d'Ethylène

Préciser les modes de stérilisation de chaque composant, s'il y a lieu.

#### 4. Conditions de conservation et de stockage

 $\textit{Conditions normales de conservation \& de stockage}: \textit{Conservation au sec}, \textit{dans un endroit propre et all pr$ 

ventilé et à température ambiante

Précautions particulières : aucune Durée de la validité du produit : 3 ans

Présence d'indicateurs de température s'il y a lieu : non



## Dispositif Médical

#### 5. Sécurité d'utilisation

5.1 Sécurité technique : voir mode d'emploi

Pour les DM implantables : passage possible à l'IRM : les essais non cliniques ont prouvé que la BD Stent SX-Ella accomplit tous les prérequis de la résonance magnétique conditionnée (MR Conditional). Le patient doté de ce matériel médical peut subir une IRM en toute sécurité si les conditions suivantes sont respectées :

Le cham magnétique statique est seulement de 1.5 Tesla et 3 Tesla.

Le gradient spatial maximal du champ magnétique est de 4 000 Gauss/ cm (40 T/m° Le taux d'absorption spécifique du corps moyen maximal (SAR) du système de l'IRM est de 2W/kg pour 15 minutes de scanner (donc une séquence de pulsation) dans un régime d'exploitation normal.

Cela fait supposer que pour la prothèse BD Stent SX-Ella, l'examen sera réalisé après 15 minutes (donc après une séquence de pulsation) de la prise d'images ininterrompue et la température augmentera au maximum de  $1.5^{\circ}C$ .

Lors des essais non cliniques, l'objet développé dans l'image de la résonnance magnétique par la prothèse œsophagienne BD SX-Ella se situait environ à 4 mm du moyen sanitaire indiqué, lorsque la prise d'image a été réalisée par l'aide de la séquence de pulsation écho de gradient, et à l'aide du système 3 Tesla MR. Le canal intérieur de la prothèse indiquée peut-être visualiser sur les images obtenues en utilisant l'image pondérée T1, l'écho de spin ou les séquences de pulsations écho du patient.

radio détectabilité : OUI

5.2 <u>Sécurité biologique (s'il y a lieu)</u>: NA

6. Conseils d	6. Conseils d'utilisation		
6.1	Mode d'emploi:	voir notice ou brochure	
6.2	<b>Indications</b> : (destination marquage CE)	voir notice ou brochure	
6.3	Précautions d'emploi :	voir notice ou brochure	
6.4	Contre- Indications :	voir notice ou brochure	

#### 7. Informations complémentaires sur le produit

<u>Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco-économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation (restrictions de prise en charge, plateau technique, qualification de l'opérateur, etc) ... :</u>

Cet espace ouvert est laissé à l'appréciation de l'industriel qui peut y inclure toute information pertinente permettant de fournir des éléments de discussion à l'utilisateur dans le cadre du Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux.

Document: 27 Europharmat HV STENT references SX-10A-AJ-07/13/Pr/REV-0-07/2013 3

#### 8. Liste des annexes au dossier (s'il y a lieu)

- Etiquette et étiquette de traçabilité (le cas échéant)
- Brochure, fiche technique fournisseur
- Notice d'utilisation
- Certificat Ella IRM Octobre 2013
- Références



## Dispositif Médical

9. Traçabilité des DMI : EAN		
9.1	Structure du code : 859 République Tchèque	
	1794 fabriquant Ella-CS	
	000000-999999 Référence produit	
	comprend le produit.	
9.2	Support de traçabilité (code à barre) : Code barre	

### TABLEAU RECAPITULATIF DES ETUDES

	Etude 1	Etude 2	Etude 3	Etude 4	Etude 5
Titre de l'étude					
Centres					
Types d'étude					
Objectif de L'étude					
Produit testé					
Nombres de Patient(e)s					
Critères D'évaluation : Efficacité					
Critères D'évaluation: Tolérance					
Résultats : Efficacité					
Résultats : Tolérance					



# Fiche Europharmat Dispositif Médical

Informations spécifiques du dispositif médical :			