INTERSURGICAL

HUMIDIFICATION ACTIVE/Lisse néonat/HD/17/08/04

FICHE TECHNIQUE

NOM DU PRODUIT	CIRCUIT LISSE POUR RESPIRATEUR DIAM. 10
REFERENCE	5068 5508 5509 5510 5512
TYPE DE PRODUIT	Circuit de ventilation
FABRICANT	INTERSURGICAL
PAYS D'ORIGINE	CE
MATERIAU	Chlorure de polyvinile Stryrene Butadiene

LATEX

CONDITIONNEMENT	
Unité d'emploi	Poche individuelle souple
Unité protégée	Selon la configuration du circuit
INSTRUCTIONS D'EMPLOI	Notice d'emploi avec unité d'emploi: S.O. Notice d'emploi avec unité protégée: OUI

CERTIFICATION	G.M.P. RO252/ME	CE0 120	Classe 2A

NORMES APPLIQUEES	ISO 9001	EN 46001	BS 5750
	ISO 5356	ISO 5367	BS 3849
	BSEN 12342: 98	BSEN 1281-1 1997	

MODE DE STERILISATION	Produit non invasif: Médicalement Propre
MODE DE DESTRUCTION	Incinération
NETTOYAGE ②	NON : Produit usage unique

CARACTERISTIQUES

Circuits monochauffés avec un piège à eau

Référence	Pour respirateur	Cdt
5068	Drager Babylog 8000 + Fisher Paykel	20
5508	Respi Adultes avec mode Neo et Pédiatrique*	15
5509	SLE 2000 + Fisher Paykel	15
5510	Bird, Sechrist, Infant star, Bear, Servo… + F&P	15
5512	Babylog 2000, 8000 sans réchauffeur	20

* Embout connexion machine en 22F

Compliance par mètre à 60 l/min en ml/cm H_2O	0,28
Volume compressible en ml par mètre	136
Résistance à 20 litres/min en cm H2O	0,3

Caractéristiques de la résistance chauffante des circuits thermostatés

Tension d'alimentation	24 V
Résistance	21,25 Ohms
Puissance	23 W
Longueur utile	1150mm ou plus

En fonction des normes ISO 5356 et 5357, s'assurer que les connecteurs du circuit sont fermement emboîtés dans les sorties 22, 15 ou 10 mm du respirateur, poussés et tournés d'1/4 de tour. S'assurer que le test de fuite est correct.
Ce circuit est à patient unique sauf en cas d'utilisation d'un filtre patient. SFAR 1997, CAMR N°645/00LP Juin 2000, CAMR "multipac" 1996.
Ne pas stérilier, ne pas réutiliser.

