

# nFlow™

CPAP nasale pour enfant



*Prenez soin*

# nFlow™

## Prenez soin

Souvent, les plus petits patients ont besoin des plus grands soins. La sécurité ainsi que le confort sont indispensables pour aider le nourrisson dans les premières étapes de sa vie.


## Un nouveau choix pour la CPAP du nouveau-né

Le nouveau circuit nFlow d'Intersurgical offre une solution complète de soins pour la CPAP du nourrisson avec technologie éprouvée "gas flip", pour un faible travail respiratoire.



## Le circuit nFlow

Le circuit nFlow (ref. 4700) est livré pré-assemblé avec générateur nFlow, branche avec fil chauffant, tuyau d'évacuation 10mm Superset extensible et ligne de gaz frais et de monitoring sans phtalates.



## Un choix d'interfaces patient et de bonnets


Les interfaces patient et les bonnets sont fournis séparément pour éviter toute perte. Utilisez le guide de taille pour choisir la bonne option pour le patient.

## Conçu pour être compatible

nFlow est compatible avec la plupart des générateurs de débit et d'humidificateurs couramment trouvés dans les services de soins intensifs néonataux.

## Choix aisé de la taille

Le circuit nFlow contient deux guides de taille afin de simplifier le choix de l'interface patient et du bonnet.



### Interface patient

Les masques et embouts sont disponibles séparément en trois tailles. Le silicone souple et confortable qui les compose assure un ajustement optimal au patient.



### Masques nasaux



### Embouts nasaux



### 12 bonnets

Disponibles séparément en douze tailles avec code-couleur. Chaque bonnet possède trois attaches Velcro et des points de fixation sécurisés.




### Bonnets



## Informations produits

Pour simplifier vos commandes, vous pouvez composer votre circuit complet en choisissant les références parmi les groupes **A à D**.

A tout moment, vous pouvez commander vos éléments séparément selon vos besoins.



A		Circuit nFlow	
4700000	Circuit pour CPAP nasale du nouveau-né nFlow avec fil chauffant, longueur 1.6m	12	
4700001	Circuit pour CPAP nasale du nouveau-né nFlow avec fil chauffant, longueur 1.8m	10	
4708000	Silencieux pour circuit nFlow	50	

B		Bonnets			
4707009	Bonnet	taille 9 (40 - 42 cm)	marine		10
4707008	Bonnet	taille 8 (38 - 40 cm)	turquoise		10
4707007	Bonnet	taille 7 (36 - 38 cm)	orange		10
4707006	Bonnet	taille 6 (34 - 36 cm)	rouge		10
4707005	Bonnet	taille 5 (32 - 34 cm)	vert		20
4707004	Bonnet	taille 4 (30 - 32 cm)	orange clair		20
4707003	Bonnet	taille 3 (28 - 30 cm)	bleu		20
4707002	Bonnet	taille 2 (26 - 28 cm)	jaune		20
4707001	Bonnet	taille 1 (24 - 26 cm)	gris foncé		20
4707110	Bonnet	taille 0 (22 - 24 cm)	rose		20
4707100	Bonnet	taille 00 (20 - 22 cm)	gris		20
4707000	Bonnet	taille 000 (18 - 20 cm)	blanc		20

C		Embouts nasaux			
4703000	Embout nasal	grand	violet		30
4702000	Embout nasal	moyen	bleu		30
4701000	Embout nasal	petit	rose		30

D		Masques nasaux			
4706000	Masque nasal	grand	violet		30
4705000	Masque nasal	moyen	bleu		30
4704000	Masque nasal	petit	rose		30