




VariAx[®] 2

Petits fragments

Composants du système



Introduction – Le système VariAx 2 Petits fragments

Le système VariAx 2 Petits fragments est une plate-forme d'implants, instruments et plateaux conçue pour ranger, stériliser et fournir toute la gamme d'outils requis pour les indications VariAx 2. Ces indications incluent les plaques pour clavicule, coude, radius distal, fibula distale et pied ainsi que les plaques à compression. La plate-forme de vis T10 et T8 possède un code de couleur en fonction du diamètre, et la plate-forme d'instruments VariAx 2 suit la même logique de couleur pour une identification aisée en cours d'intervention.

Le système comprend un plateau principal T10/T8 qui contient des vis et instruments standard pour tous les systèmes de plaques pour petits fragments VariAx 2. Chaque plateau complémentaire fournit les plaques et les instruments spécifiques à l'indication tels que les blocs de visée ou les instruments de réduction spécialisés.

Les vis et instruments T10 sont utilisés avec les plaques pour clavicule, pour coude, à compression, pour fibula distale et pour pied T10, tandis que les vis et instruments T8 sont utilisés avec les plaques pour radius distal et pied T8. Il existe également une série de plaques pour pied qui utilisent les deux systèmes de vis T10 et T8 en tandem.





Table des matières

| | Page |
|---|------|
| Plateau principal d'instruments et de vis T8/T10..... | 4 |
| Plateau principal d'instruments et de vis T10 | 10 |
| Plateau complémentaire VariAx 2 Coude | 14 |
| Plateau complémentaire VariAx 2 Clavicule | 17 |
| Plateau complémentaire VariAx 2 Petits fragments..... | 20 |
| Plateau complémentaire VariAx 2 Pied | 24 |
| Plateau complémentaire VariAx 2 Poignet | 27 |
| Plateau spécifique VariAx 2 Poignet..... | 32 |

Montage pour niveau supérieur et plateau à 4 niveaux

Composition :



| N° de réf. | Description |
|------------|---|
| 940210 | Plateau supérieur T10, 2 niveaux |
| 1500-0006 | Plateau inférieur, 2 niveaux, amovible |
| 940330 | Clip pour étiquette plateau principal niveau supérieur (pièce détachée) |

Instruments VariAx 2



| N° de réf. | Description |
|------------|---|
| 703920 | Poignée, large |
| 703921 | Poignée, moyenne |
| 703923 | Compartiment pour poignée, AO, canulé |
| 703922 | Compartiment pour poignée, AO, à cliquet, canulé |
| 703880 | Tige de tournevis, AO, T10, autopréhenseur |
| 703675 | Douille porte-vis universelle |
| 703928 | Levier pour trous de vis T10 |
| 705170 | Jauge de profondeur |
| 703882 | Guide-mèche, mèche 2,6 mm, compression/polyaxiale T10 |
| 703883 | Guide-mèche, mèche 2,0 mm, compression/polyaxiale T10 |
| 703686 | Guide-mèche, pour vis de traction indépendante 3,5 mm T10 |
| 703687 | Guide-mèche pour vis de traction indépendante 2,7 mm T10 |
| 703690 | Mèche, AO, Ø 2,0 mm x 135 mm, graduée |
| 703691 | Mèche, AO, Ø 2,6 mm x 135 mm, graduée |
| 703694 | Surmèche, AO, Ø 3,5 mm x 122 mm |
| 703695 | Surmèche, AO, Ø 2,7 mm x 122 mm |
| 45-80040 | Fraise pour vis T8/T10, AO |
| 703898 | Taraud, AO, pour vis 3,5 mm |
| 703899 | Taraud, AO, pour vis 2,7 mm |
| 703886 | SpeedGuide™, pour vis 3,5 mm, T10 (L = 30 mm) |
| 703887 | SpeedGuide™, pour vis 2,7 mm, T10 (L = 30 mm) |
| 703892 | Mèche SpeedGuide™, AO, Ø 2,0 mm (L = 30 mm) |
| 703894 | Mèche SpeedGuide™, AO, Ø 2,6 mm (L = 30 mm) |
| 703889 | SpeedGuide™, pour vis 3,5 mm, T10 (L = 70 mm) |
| 703890 | SpeedGuide™, pour vis 2,7 mm T10 (L = 70 mm) |
| 703893 | Mèche SpeedGuide™, AO, Ø 2,0 mm (L = 70 mm) |
| 703895 | Mèche SpeedGuide™, AO, Ø 2,6 mm (L = 70 mm) |

- Toutes les mèches non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

Plateau principal d'instruments et de vis

Tiroir 1

 Râteliers à vis comprenant :



| N° de réf. | Description |
|------------|---|
| 1500-0005 | Tiroir pour modules et râteliers à vis |
| 940331 | Clip tiroir pour vis T10, plateau principal |
| 940161 | Râtelier à vis Vis verrouillées Ø 3,5 mm, T10 |
| 940162 | Râtelier à vis Vis non verrouillées Ø 3,5 mm, T10 |
| 940232 | Râtelier à vis Vis verrouillées, T10 2,7 mm |
| 940233 | Râtelier à vis Vis non verrouillées, T10 2,7 mm |

Vis verrouillée 3,5 mm 



| Titane N° de réf. | Longueur mm |
|----------------------|----------------|
| 657308 | 8 |
| 657310 | 10 |
| 657312 | 12 |
| 657314 | 14 |
| 657316 | 16 |
| 657318 | 18 |
| 657320 | 20 |
| 657322 | 22 |
| 657324 | 24 |
| 657326 | 26 |
| 657328 | 28 |
| 657330 | 30 |
| 657332 | 32 |
| 657334 | 34 |
| 657336 | 36 |
| 657338 | 38 |
| 657340 | 40 |
| 657342 | 42 |
| 657344 | 44 |
| 657346 | 46 |
| 657348 | 48 |
| 657350 | 50 |
| 657355 | 55 |
| 657360 | 60 |
| 657365 | 65 |
| 657370 | 70 |

Vis non verrouillée 3,5 mm 



| Titane N° de réf. | Longueur mm |
|----------------------|----------------|
| 657408 | 8 |
| 657410 | 10 |
| 657412 | 12 |
| 657414 | 14 |
| 657416 | 16 |
| 657418 | 18 |
| 657420 | 20 |
| 657422 | 22 |
| 657424 | 24 |
| 657426 | 26 |
| 657428 | 28 |
| 657430 | 30 |
| 657432 | 32 |
| 657434 | 34 |
| 657436 | 36 |
| 657438 | 38 |
| 657440 | 40 |
| 657442 | 42 |
| 657444 | 44 |
| 657446 | 46 |
| 657448 | 48 |
| 657450 | 50 |
| 657455 | 55 |
| 657460 | 60 |
| 657465 | 65 |
| 657470 | 70 |

• Toutes les vis non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

Plateau principal d'instruments et de vis




Vis verrouillée 2,7 mm



| Titane N° de réf. | Longueur mm |
|----------------------|----------------|
| 657008 | 8 |
| 657010 | 10 |
| 657012 | 12 |
| 657014 | 14 |
| 657016 | 16 |
| 657018 | 18 |
| 657020 | 20 |
| 657022 | 22 |
| 657024 | 24 |
| 657026 | 26 |
| 657028 | 28 |
| 657030 | 30 |
| 657032 | 32 |
| 657034 | 34 |
| 657036 | 36 |
| 657038 | 38 |
| 657040 | 40 |
| 657042 | 42 |
| 657044 | 44 |
| 657046 | 46 |
| 657048 | 48 |
| 657050 | 50 |
| 657055 | 55 |
| 657060 | 60 |
| 657065 | 65 |
| 657070 | 70 |

Vis non verrouillée 2,7 mm



| Titane N° de réf. | Longueur mm |
|----------------------|----------------|
| 657108 | 8 |
| 657110 | 10 |
| 657112 | 12 |
| 657114 | 14 |
| 657116 | 16 |
| 657118 | 18 |
| 657120 | 20 |
| 657122 | 22 |
| 657124 | 24 |
| 657126 | 26 |
| 657128 | 28 |
| 657130 | 30 |
| 657132 | 32 |
| 657134 | 34 |
| 657136 | 36 |
| 657138 | 38 |
| 657140 | 40 |
| 657142 | 42 |
| 657144 | 44 |
| 657146 | 46 |
| 657148 | 48 |
| 657150 | 50 |
| 657155 | 55 |
| 657160 | 60 |
| 657165 | 65 |
| 657170 | 70 |

Rondelle pour vis VariAx 2



| N° de réf. | Description |
|------------|-------------|
| 619920 | Rondelle |

- Toutes les vis non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

Plateau principal d'instruments et de vis



Tiroir 2

Vis 2,4 mm et 2,7 mm et instruments, comprenant :



| N° de réf. | Description |
|------------|--|
| 1500-0005 | Tiroir pour modules et râteliers à vis, comprenant : |
| 940332 | Clip tiroir pour vis et instruments T8 Plateau principal |
| 940234 | Râtelier à vis, vis 2,7 mm, T8 |
| 940235 | Râtelier à vis, vis 2,4 mm, T8 |
| 940253 | Compartiment, instruments complémentaires T8 |

Instruments VariAx 2



| N° de réf. | Description |
|------------|--|
| 703663 | Tige de tournevis, AO, T8, autopréhenseur |
| 703927 | Levier pour trous de vis T8 |
| 703684 | Guide-mèche, mèche 2,0 mm, compression/polyaxiale (T8) |
| 703884 | Guide-mèche, pour vis de traction indépendante 2,7 mm (T8) |
| 703688 | Guide-mèche pour vis de traction indépendante 2,4 mm (T8) |
| 703902 | Guide-mèche, broche de Kirschner 1,1, mèche 2,0 mm T8 à angle fixe |
| 703896 | Mèche, AO, Ø 2,0 mm x 135 mm, graduée |
| 703897 | Surmèche, AO, Ø 2,7 mm x 122 mm |
| 703696 | Surmèche, AO, Ø 2,4 mm x 122 mm |
| 703888 | SpeedGuide pour vis 2,4/2,7 mm, T8 (L = 30 mm) |
| 703891 | Mèche SpeedGuide, AO, Ø 2,0 mm (L = 30 mm) |

Vis verrouillée 2,4 mm



| Titane N° de réf. | Longueur mm |
|----------------------|----------------|
| 656008 | 8 |
| 656010 | 10 |
| 656012 | 12 |
| 656014 | 14 |
| 656016 | 16 |
| 656018 | 18 |
| 656020 | 20 |
| 656022 | 22 |
| 656024 | 24 |
| 656026 | 26 |
| 656028 | 28 |
| 656030 | 30 |
| 656032 | 32 |
| 656034 | 34 |
| 656036 | 36 |
| 656038 | 38 |

Vis non verrouillées 2,4



| Titane N° de réf. | Longueur mm |
|----------------------|----------------|
| 656108 | 8 |
| 656110 | 10 |
| 656112 | 12 |
| 656114 | 14 |
| 656116 | 16 |
| 656118 | 18 |
| 656120 | 20 |
| 656122 | 22 |
| 656124 | 24 |
| 656126 | 26 |
| 656128 | 28 |
| 656130 | 30 |
| 656132 | 32 |
| 656134 | 34 |
| 656136 | 36 |
| 656138 | 38 |

Chevilles verrouillées 2,0 mm



| Titane N° de réf. | Longueur mm |
|----------------------|----------------|
| 656616 | 16 |
| 656618 | 18 |
| 656620 | 20 |
| 656622 | 22 |
| 656624 | 24 |
| 656626 | 26 |

• Toutes les vis et mèches non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

Plateau principal d'instruments et de vis



Vis verrouillées 2,7 mm



| Titane N° de réf. | Longueur mm |
|----------------------|----------------|
| 656308 | 8 |
| 656310 | 10 |
| 656312 | 12 |
| 656314 | 14 |
| 656316 | 16 |
| 656318 | 18 |
| 656320 | 20 |
| 656322 | 22 |
| 656324 | 24 |
| 656326 | 26 |
| 656328 | 28 |
| 656330 | 30 |
| 656332 | 32 |
| 656334 | 34 |
| 656336 | 36 |
| 656338 | 38 |
| 656340 | 40 |
| 656345 | 45 |
| 656350 | 50 |

Vis non verrouillées 2,7 mm



| Titane N° de réf. | Longueur mm |
|----------------------|----------------|
| 656408 | 8 |
| 656410 | 10 |
| 656412 | 12 |
| 656414 | 14 |
| 656416 | 16 |
| 656418 | 18 |
| 656420 | 20 |
| 656422 | 22 |
| 656424 | 24 |
| 656426 | 26 |
| 656428 | 28 |
| 656430 | 30 |
| 656432 | 32 |
| 656434 | 34 |
| 656436 | 36 |
| 656438 | 38 |
| 656440 | 40 |
| 656445 | 45 |
| 656450 | 50 |

Vis non verrouillées partiellement filetées 2,7 mm



| Titane N° de réf. | Longueur mm |
|----------------------|----------------|
| 656516 | 16 |
| 656518 | 18 |
| 656520 | 20 |
| 656522 | 22 |
| 656524 | 24 |
| 656526 | 26 |

Rondelle



| N° de réf. | Description |
|------------|-------------|
| 619920 | Rondelle |

- Toutes les vis non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

Plateau principal d'instruments et de vis



Tiroir 3

Instruments de réduction,
comprenant :



| N° de réf. | Description |
|------------|--|
| 1500-0005 | Tiroir pour modules et râteliers à vis |
| 940333 | Clip pour étiquette Plateau principal instruments de réduction |
| 940250 | Instruments de réduction, compartiment 1 |
| 940251 | Instruments de réduction, compartiment 2 |
| 940252 | Instruments de réduction, compartiment 3 |

Instruments de réduction



| N° de réf. | Description |
|------------|---|
| 705297 | Davier réducteur droit, large |
| 703822 | Davier réducteur droit |
| 702926 | Pince de réduction L130 mm |
| 702932 | Pince de réduction L143 mm (pince homard) |
| 705294 | Rugine, bord rond 6 mm |
| 705295 | Rugine, lame plate 13 mm |
| 705293 | Rugine, bord droit 6 mm (en option) |
| 705296 | Rugine, lame courbe, 13 mm (en option) |
| 45-80010 | Pincettes à courber pour plaque |
| 700151 | Crochet |
| 700664 | Écarteur de Hohmann 6 mm |
| 700665 | Écarteur de Hohmann 8 mm |
| 700667 | Écarteur de Hohmann 15 mm |
| 703938 | Fer à courber pour plaques VariAx |
| 700153 | Réducteur à bout sphérique |
| 703818 | Broche de Kirschner à olive 2 mm (paquet de 5) |
| 390192 | Broche de Kirschner 2,0 mm x 150 mm (paquet de 10) |
| 390164 | Broche de Kirschner 1,6 x 150 mm (paquet de 10) |
| 390157 | Broche de Kirschner 1,25 mm x 150 mm (paquet de 10) |

Plateau principal d'instruments et de vis

Montage pour niveau supérieur et plateau à 3 niveaux

Composition :



| N° de réf. | Description |
|------------|---|
| 940213 | Plateau supérieur T10, 2 niveaux |
| 1500-0007 | Plateau inférieur, 1 niveau, amovible |
| 940347 | Clip pour étiquette plateau principal niveau supérieur (pièce détachée) |

Instruments VariAx 2



| N° de réf. | Description |
|------------|---|
| 703920 | Poignée, large |
| 703921 | Poignée, moyenne |
| 703923 | Compartiment pour poignée, AO, canulé |
| 703922 | Compartiment pour poignée, AO, à cliquet, canulé |
| 703880 | Tige de tournevis, AO, T10, autopréhenseur |
| 703675 | Douille porte-vis universelle |
| 703928 | Levier pour trous de vis T10 |
| 705170 | Jauge de profondeur |
| 703882 | Guide-mèche, mèche 2,6 mm, compression/polyaxiale Z |
| 703883 | Guide-mèche, mèche 2,0 mm, compression/polyaxiale T10 |
| 703686 | Guide-mèche, pour vis de traction indépendante 3,5 mm T10 |
| 703687 | Guide-mèche pour vis de traction indépendante 2,7 mm T10 |
| 703690 | Mèche, AO, Ø 2,0 mm x 135 mm, graduée |
| 703691 | Mèche, AO, Ø 2,6 mm x 135 mm, graduée |
| 703694 | Surmèche, AO, Ø 3,5 mm x 122 mm |
| 703695 | Surmèche, AO, Ø 2,7 mm x 122 mm |
| 45-80040 | Fraise pour vis T8/T10, AO |
| 703898 | Taraud, AO, pour vis 3,5 mm |
| 703899 | Taraud, AO, pour vis 2,7 mm |
| 703886 | SpeedGuide™, pour vis 3,5 mm, T10 (L = 30 mm) |
| 703887 | SpeedGuide™, pour vis 2,7 mm, T10 (L = 30 mm) |
| 703892 | Mèche SpeedGuide™, AO, Ø 2,0 mm (L = 30 mm) |
| 703894 | Mèche SpeedGuide™, AO, Ø 2,6 mm (L = 30 mm) |
| 703889 | SpeedGuide™, pour vis 3,5 mm, T10 (L = 70 mm) |
| 703890 | SpeedGuide™, pour vis 2,7 mm T10 (L = 70 mm) |
| 703893 | Mèche SpeedGuide™, AO, Ø 2,0 mm (L = 70 mm) |
| 703895 | Mèche SpeedGuide™, AO, Ø 2,6 mm (L = 70 mm) |

- Toutes les mèches non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

Plateau principal d'instruments et de vis

Tiroir 1

 Râteliers à vis comprenant :



| N° de réf. | Description |
|------------|---|
| 1500-0005 | Tiroir pour modules et râteliers à vis |
| 940331 | Clip tiroir pour vis T10, plateau principal |
| 940161 | Râtelier à vis Vis verrouillées Ø 3,5 mm, T10 |
| 940162 | Râtelier à vis Vis non verrouillées Ø 3,5 mm, T10 |
| 940232 | Râtelier à vis Vis verrouillées, T10 2,7 mm |
| 940233 | Râtelier à vis Vis non verrouillées, T10 2,7 mm |

Vis verrouillée 3,5 mm



| Titane N° de réf. | Longueur mm |
|----------------------|----------------|
| 657308 | 8 |
| 657310 | 10 |
| 657312 | 12 |
| 657314 | 14 |
| 657316 | 16 |
| 657318 | 18 |
| 657320 | 20 |
| 657322 | 22 |
| 657324 | 24 |
| 657326 | 26 |
| 657328 | 28 |
| 657330 | 30 |
| 657332 | 32 |
| 657334 | 34 |
| 657336 | 36 |
| 657338 | 38 |
| 657340 | 40 |
| 657342 | 42 |
| 657344 | 44 |
| 657346 | 46 |
| 657348 | 48 |
| 657350 | 50 |
| 657355 | 55 |
| 657360 | 60 |
| 657365 | 65 |
| 657370 | 70 |

Vis non verrouillée 3,5 mm



| Titane N° de réf. | Longueur mm |
|----------------------|----------------|
| 657408 | 8 |
| 657410 | 10 |
| 657412 | 12 |
| 657414 | 14 |
| 657416 | 16 |
| 657418 | 18 |
| 657420 | 20 |
| 657422 | 22 |
| 657424 | 24 |
| 657426 | 26 |
| 657428 | 28 |
| 657430 | 30 |
| 657432 | 32 |
| 657434 | 34 |
| 657436 | 36 |
| 657438 | 38 |
| 657440 | 40 |
| 657442 | 42 |
| 657444 | 44 |
| 657446 | 46 |
| 657448 | 48 |
| 657450 | 50 |
| 657455 | 55 |
| 657460 | 60 |
| 657465 | 65 |
| 657470 | 70 |


• Toutes les mèches non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

Plateau principal d'instruments et de vis

Vis verrouillée 2,7 mm

| | Titane N° de réf. | Longueur mm |
|---|----------------------|----------------|
|  | 657008 | 8 |
| | 657010 | 10 |
| | 657012 | 12 |
| | 657014 | 14 |
| | 657016 | 16 |
| | 657018 | 18 |
| | 657020 | 20 |
| | 657022 | 22 |
| | 657024 | 24 |
| | 657026 | 26 |
| | 657028 | 28 |
| | 657030 | 30 |
| | 657032 | 32 |
| | 657034 | 34 |
| | 657036 | 36 |
| | 657038 | 38 |
| | 657040 | 40 |
| | 657042 | 42 |
| | 657044 | 44 |
| | 657046 | 46 |
| 657048 | 48 | |
| 657050 | 50 | |
| 657055 | 55 | |
| 657060 | 60 | |
| 657065 | 65 | |
| 657070 | 70 | |

Vis non verrouillée 2,7 mm

| | Titane N° de réf. | Longueur mm |
|---|----------------------|----------------|
|  | 657108 | 8 |
| | 657110 | 10 |
| | 657112 | 12 |
| | 657114 | 14 |
| | 657116 | 16 |
| | 657118 | 18 |
| | 657120 | 20 |
| | 657122 | 22 |
| | 657124 | 24 |
| | 657126 | 26 |
| | 657128 | 28 |
| | 657130 | 30 |
| | 657132 | 32 |
| | 657134 | 34 |
| | 657136 | 36 |
| | 657138 | 38 |
| | 657140 | 40 |
| | 657142 | 42 |
| | 657144 | 44 |
| | 657146 | 46 |
| 657148 | 48 | |
| 657150 | 50 | |
| 657155 | 55 | |
| 657160 | 60 | |
| 657165 | 65 | |
| 657170 | 70 | |

Rondelle pour vis VariAx 2

| | N° de réf. | Description |
|---|------------|-------------|
|  | 619920 | Rondelle |

- Toutes les vis et mèches non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

Plateau principal d'instruments et de vis



Tiroir 2

Instruments de réduction,
comprenant :



| N° de réf. | Description |
|------------|--|
| 1500-0005 | Tiroir pour modules et râteliers à vis |
| 940333 | Clip pour étiquette Plateau principal instruments de réduction |
| 940250 | Instruments de réduction, compartiment 1 |
| 940251 | Instruments de réduction, compartiment 2 |
| 940252 | Instruments de réduction, compartiment 3 |

Instruments de réduction

| N° de réf. | Description |
|------------|---|
| 705297 | Davier réducteur droit, large |
| 703822 | Davier réducteur droit |
| 702926 | Pince de réduction L130 mm |
| 702932 | Pince de réduction L143 mm (pince homard) |
| 705294 | Rugine, bord rond 6 mm |
| 705295 | Rugine, lame plate 13 mm |
| 705293 | Rugine, bord droit 6 mm (en option) |
| 705296 | Rugine, lame courbe, 13 mm (en option) |
| 45-80010 | Pincettes à courber pour plaque |
| 700151 | Crochet |
| 700664 | Écarteur de Hohmann 6 mm |
| 700665 | Écarteur de Hohmann 8 mm |
| 700667 | Écarteur de Hohmann 15 mm |
| 703938 | Fer à courber pour plaques VariAx |
| 700153 | Réducteur à bout sphérique |
| 703818 | Broche de Kirschner à olive 2 mm (paquet de 5) |
| 390192 | Broche de Kirschner 2,0 mm x 150 mm (paquet de 10) |
| 390164 | Broche de Kirschner 1,6 x 150 mm (paquet de 10) |
| 390157 | Broche de Kirschner 1,25 mm x 150 mm (paquet de 10) |

Plateau complémentaire VariAx 2 Coude

Montage pour niveau supérieur et plateau à 3 niveaux

Composition :



| N° de réf. | Description |
|------------|--|
| 940211 | Plateau complémentaire supérieur coude, 2 niveaux |
| 940334 | Clip pour étiquette coude, niveau supérieur (pièce détachée) |
| 1500-0007 | Plateau inférieur, 1 niveau, amovible |

Instruments de réduction



| N° de réf. | Description |
|------------|------------------------------|
| 700651 | Levier à os de Hohmann, 8 mm |
| 700652 | Écarteur de Hohmann, 18 mm |
| 702927 | Davier réducteur |
| 702941 | Davier réducteur denté |

Tiroir 1

Plaques latérales et latérales postérieures, comprenant :




| N° de réf. | Description |
|------------|--|
| 1500-0005 | Tiroir pour modules et râteliers à vis |
| 940335 | Clip pour étiquette Tiroir 1 complémentaire Coude |
| 940258 | Compartiments, plaque latérale coude GAUCHE |
| 940259 | Compartiments, plaque latérale coude DROITE |
| 940276 | Compartiments, coude, plaques latérales postérieures, GAUCHE |
| 940262 | Compartiments, coude, plaques latérales postérieures, DROITE |

Plaques latérales



| Titane N° de réf. | | Longueur de plaque mm | Trous diaphysaires |
|----------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| Gauche | Droite | | |
| 629202S** | 629222S** | 73 | 2 |
| 629203 | 629223 | 85 | 3 |
| 629204 | 629224 | 109 | 4 |
| 629206 | 629226 | 132 | 6 |
| 629208 | 629228 | 156 | 8 |
| 629210S* | 629230S* | 176 | 10 |
| 629212S* | 629232S* | 203 | 12 |

Plaques postéro-latérales



| Titane N° de réf. | | Longueur de plaque mm | Trous diaphysaires |
|----------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| Gauche | Droite | | |
| 629242S** | 629262S** | 69 | 2 |
| 629243 | 629263 | 81 | 3 |
| 629244 | 629264 | 105 | 4 |
| 629246 | 629266 | 128 | 6 |
| 629248 | 629268 | 150 | 8 |
| 629250S* | 629270S* | 173 | 10 |
| 629252S* | 629272S* | 196 | 12 |
| 629254S* | 629274S* | 217 | 14 |

* Emballage stérile uniquement.
** Emballage stérile uniquement - À commander séparément.

• Toutes les plaques non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

Plateau complémentaire VariAx 2 Coude


Tiroir 2

Plaques médiales, médiales postérieures et olécraniennes, comprenant :



| N° de réf. | Description |
|------------|---|
| 1500-0005 | Tiroir pour modules et râteliers à vis |
| 940336 | Clip pour étiquette Tiroir 2 complémentaire Coude |
| 940263 | Compartiment coude, plaques olécraniennes |
| 940264 | Compartiment coude, plaques médiales |
| 940274 | Compartiment coude, plaques médiales postérieures |

Plaques postéro-médiales



| Titane N° de réf. | Titane | | Longueur de plaque mm | Trous diaphysaires |
|----------------------|--------|----------|-----------------------------|-----------------------|
| | Gauche | Droite | | |
| 629303 | | 629323 | 80 | 3 |
| 629304 | | 629324 | 104 | 4 |
| 629306 | | 629326 | 128 | 6 |
| 629308 | | 629328 | 151 | 8 |
| 629310S* | | 629330S* | 175 | 10 |
| 629312S* | | 629332S* | 199 | 12 |

Plaques médiales étendues



| Titane N° de réf. | Longueur de plaque mm | Trous diaphysaires |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 629283 | 72 | 3 |
| 629284 | 96 | 4 |
| 629286 | 120 | 6 |
| 629288 | 143 | 8 |
| 629290S* | 167 | 10 |
| 629292S* | 191 | 12 |
| 629294S* | 215 | 14 |

* Emballage stérile uniquement.

Plateau complémentaire VariAx 2 Coude

Plaques médiales



| Titane N° de réf. Gauche ou droite | Longueur de plaque mm | Trous diaphysaires |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 629383 | 68 | 3 |
| 629384 | 92 | 4 |
| 629386 | 116 | 6 |
| 629388 | 139 | 8 |
| 629390S* | 163 | 10 |
| 629392S* | 187 | 12 |
| 629394S* | 211 | 14 |

Plaques olécraniennes



| Titane N° de réf. Gauche | Droite | Longueur de plaque mm | Trous diaphysaires |
|--------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
| 629343 | 629363 | 65 | 3 |
| 629344 | 629364 | 89 | 4 |
| 629346 | 629366 | 113 | 6 |
| 629348 | 629368 | 137 | 8 |
| 629350S* | 629370S* | 161 | 10 |
| 629352S* | 629372S* | 184 | 12 |

- Toutes les plaques non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

Plateau complémentaire VariAx 2 Clavicule

Montage pour niveau supérieur et plateau à 3 niveaux

Composition :




| N° de réf. | Description |
|------------|---|
| 940212 | Plateau complémentaire supérieur clavicule, 2 niveaux |
| 940337 | Clip pour étiquette clavicule (pièce détachée) |
| 1500-0007 | Plateau inférieur, 1 niveau, amovible |

Instruments



| N° de réf. | Description |
|------------|--|
| 703821 | Davier porte-plaque |
| 703881 | Tige de tournevis, AO, T10, autopréhenseur, 180 mm |
| 703901 | Mèche, graduée, diamètre Ø 2,6 mm x 220 mm |
| 702944 | Pince de réduction à bout sphérique |

Plaques diaphysaires antérieures



| N° de réf. | Longueur de plaque mm | Trous |
|------------|--------------------------|-------|
| 628306 | 75 | 6 |
| 628307 | 86 | 7 |
| 628308 | 97 | 8 |
| 628310 | 118 | 10 |

Plaques latérales antérieures



| N° de réf. | Longueur de plaque mm | Trous |
|------------|--------------------------|-------|
| 628406 | 59 | 6 |
| 628407 | 72 | 7 |
| 628408 | 83 | 8 |

- Toutes les plaques non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

Plateau complémentaire VariAx 2 Clavicule

Tiroir 1

Plaque diaphysaire supérieure et latérale, comprenant :



| N° de réf. | Description |
|------------|---|
| 1500-0005 | Tiroir pour modules et râteliers à vis |
| 940338 | Clip pour étiquette Tiroir complémentaire clavicule 1 |
| 940265 | Compartiment, plaques supérieures, gauche, clavicule, courbure décroissante |
| 940266 | Compartiment, plaques supérieures, droite, clavicule, courbure décroissante |
| 940267 | Compartiment, plaques latérales supérieures |
| 940268 | Compartiment, plaques supérieures clavicule, courbure croissante |

Plaques diaphysaires supérieures, courbure décroissante




| N° de réf. | Description | | Longueur de plaque mm | Trous |
|---------------------------|-------------|--|-----------------------|-------|
| Gauche | Droite | | | |
| Plaques standard | | | | |
| 628006 | 628026 | | 75 | 6 |
| 628007 | 628027 | | 88 | 7 |
| 628008 | 628028 | | 99 | 8 |
| 628010 | 628030 | | 122 | 10 |
| Plaques de pontage | | | | |
| 628046 | 628066 | | 99 | 6 |
| 628048 | 628068 | | 122 | 8 |

Plaques diaphysaires supérieures, courbure croissante



| N° de réf. | Description | | Longueur de plaque mm | Trous |
|---------------------------|-------------|--|-----------------------|-------|
| Gauche | Droite | | | |
| Plaques standard | | | | |
| 628108 | 628128 | | 97 | 8 |
| 628110 | 628130 | | 120 | 10 |
| Plaques de pontage | | | | |
| 628146 | 628166 | | 97 | 6 |
| 628148 | 628168 | | 120 | 8 |

Plaques latérales supérieures



| N° de réf. | Description | | Longueur de plaque mm | Trous |
|------------|---|--|-----------------------|-------|
| Gauche | Droite | | | |
| 628203 | 628223 | | 74 | 3 |
| 628204 | 628224 | | 86 | 4 |
| 628205 | 628225 | | 98 | 5 |
| 628207 | 628227 | | 122 | 7 |
| 628209S* | 628229S* | | 144 | 9 |
| N° de réf. | Description | | | |
| 703816 | Bloc de visée pour plaque latérale supérieure, gauche | | | |
| 703817 | Bloc de visée pour plaque latérale supérieure, droite | | | |
| 703823 | Lever pour bloc de visée | | | |

* Emballage stérile uniquement.

- Toutes les plaques non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

Plateau complémentaire VariAx 2 Clavicule

Tiroir 2

Plaques fantômes latérales en crochet, comprenant :



| N° de réf. | Description |
|------------|---|
| 1500-0005 | Tiroir pour modules et râteliers à vis |
| 940339 | Clip pour étiquette Tiroir complémentaire clavicule 2 |
| 940269 | Compartiment, plaques fantômes en crochet |

Plaques fantômes latérales en crochet



| N° de réf. | | Longueur de plaque mm | Trous |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------|
| Gauche | Droite | | |
| Profondeur crochet 12 mm | | | |
| 703870 | 703871 | 68 | 5 |
| Profondeur crochet 16 mm | | | |
| 703872 | 703873 | 68 | 5 |
| Profondeur crochet 20 mm | | | |
| 703874 | 703875 | 68 | 5 |
| N° de réf. | | Description | |
| 703876 | Réglette pour plaque fantôme à crochet | | |

Plaques latérales en crochet*



| N° de réf. | | Longueur de plaque mm | Trous |
|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|
| Gauche | Droite | | |
| Profondeur crochet 12 mm | | | |
| 628505S | 628515S | 68 | 5 |
| 628506S | 628516S | 79 | 6 |
| 628507S | 628517S | 90 | 7 |
| 628509S | 628519S | 111 | 9 |
| Profondeur crochet 16 mm | | | |
| 628525S | 628535S | 68 | 5 |
| 628526S | 628536S | 79 | 6 |
| 628527S | 628537S | 90 | 7 |
| 628529S | 628539S | 111 | 9 |
| Profondeur crochet 20 mm | | | |
| 628545S | 628555S | 68 | 5 |
| 628546S | 628556S | 79 | 6 |
| 628547S | 628557S | 90 | 7 |
| 628549S | 628559S | 111 | 9 |

Plaques en crochet - NON INCLUSES DANS LE KIT. EMBALLAGE STÉRILE UNIQUEMENT.

Plateau complémentaire VariAx 2 Petits fragments

Montage pour niveau supérieur et plateau à 3 niveaux

Composition :



| N° de réf. | Description |
|------------|--|
| 940220 | Plateau supérieur complémentaire petits fragments, 2 niveaux |
| 940340 | Clip pour étiquette petits fragments, couche supérieure (pièce détachée) |
| 1500-0007 | Plateau partie inférieure, 1 niveau |
| 940237 | Râtelier à vis auxiliaire, T10 2,7 mm et 3,5 mm (en option) |
| 940363 | Couvercle pour râtelier à vis auxiliaire, T10 2,7 mm et 3,5 mm (en option) |

Instruments de réduction



| N° de réf. | Description |
|------------|------------------------------------|
| 702927 | Pince de réduction L205 mm |
| 45-80030 | Système de distraction articulaire |
| 45-80300 | Broche de Steinmann |


Tiroir 1

Plaques tubulaires 1/3 à compression et pour fibula, comprenant :



| N° de réf. | Description |
|------------|--|
| 1500-0005 | Tiroir pour modules et râteliers à vis |
| 940341 | Clip pour étiquette Tiroir complémentaire petits fragments 1 |
| 940256 | Compartiment, plaques tubulaires 1/3 |
| 940254 | Compartiment, plaques à compression, étroit |
| 940255 | Compartiment, plaques à compression, large |
| 940257 | Compartiment, plaque pour fibula latérale distale |
| 940249 | Compartiment, plaques fantômes à compression |

Plaques tubulaires 1/3




| N° de réf. | Longueur mm | Trous |
|------------|-------------|-------|
| 626672 | 23 | 2 |
| 626673 | 35 | 3 |
| 626674 | 47 | 4 |
| 626675 | 59 | 5 |
| 626676 | 71 | 6 |
| 626677 | 83 | 7 |
| 626678 | 95 | 8 |
| 626679 | 107 | 9 |
| 626680 | 119 | 10 |
| 626682 | 143 | 12 |
| 626684 | 167 | 14 |
| 626686 | 191 | 16 |

- Toutes les vis et mèches non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

Plateau complémentaire VariAx 2 Petits fragments

Plaques étroites droites



| N° de réf. | Longueur mm | Trous |
|------------|-------------|--------------------------------|
| 629503S* | 42 | 3 |
| 629504 | 54 | 4 |
| 629505 | 66 | 5 |
| 629506 | 78 | 6 |
| 629507 | 90 | 7 avec 4 trous de verrouillage |
| 629527 | 90 | 7 |
| 629508 | 102 | 8 |
| 629509 | 114 | 9 |
| 629510 | 126 | 10 |
| 629512 | 150 | 12 |
| 629514 | 174 | 14 |
| 629516S* | 198 | 16 |
| 629518S* | 222 | 18 |
| 629520S* | 246 | 20 |
| 629522S* | 270 | 22 |

Plaques larges droites



| N° de réf. | Longueur mm | Trous |
|------------|-------------|--------------------------------|
| 629543S* | 43 | 3 |
| 629544 | 55 | 4 |
| 629545 | 67 | 5 |
| 629546 | 79 | 6 |
| 629537 | 91 | 7 avec 4 trous de verrouillage |
| 629547 | 91 | 7 |
| 629548 | 103 | 8 |
| 629549S* | 115 | 9 |
| 629550S* | 127 | 10 |
| 629552S* | 151 | 12 |
| 629554S* | 175 | 14 |
| 629556S* | 199 | 16 |
| 629558S* | 223 | 18 |
| 629580S* | 247 | 20 |
| 629582S* | 271 | 22 |

* Emballage stérile uniquement.

- Toutes les plaques non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

Plateau complémentaire VariAx 2 Petits fragments

Plaques larges courbes



| N° de réf. | Longueur mm | Trous |
|------------|-------------|-------|
| 629559 | 115 | 9 |
| 629560 | 127 | 10 |
| 629561 | 139 | 11 |
| 629562 | 151 | 12 |
| 629564 | 175 | 14 |
| 629566S* | 199 | 16 |
| 629568S* | 223 | 18 |
| 629570S* | 246 | 20 |

Plaques pour fibula latérale distale



| N° de réf. | Longueur mm | Trous |
|------------|-------------|-------|
| 40-20903 | 77 | 3 |
| 40-20904 | 89 | 4 |
| 40-20905 | 101 | 5 |
| 40-20906 | 113 | 6 |
| 40-20907 | 125 | 7 |
| 40-20908 | 137 | 8 |
| 40-20909 | 149 | 9 |

Plaques fantômes



| N° de réf. | Longueur mm | Trous |
|------------|-------------|-------|
| 705121 | 67 | 5 |
| 705122 | 91 | 7 |
| 705123 | 115 | 9 |
| 705124 | 139 | 11 |
| 705127 | 199 | 16 |
| 705129 | 246 | 20 |

* Emballage stérile uniquement.

- Toutes les plaques non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

Plateau complémentaire VariAx 2 Petits fragments

Tiroir 2

Vis Asnis III 4,0 mm et instruments, comprenant :



| N° de réf. | Description |
|------------|--|
| 1500-0005 | Tiroir pour modules et râteliers à vis |
| 940342 | Clip pour étiquette, complémentaire, Asnis III 4,0 |
| 940236 | Râtelier à vis Asnis III 4,0 mm |
| 940273 | Compartiment, instruments Asnis III |

Vis partiellement filetées 4,0 mm



| Titane N° de réf. | Longueur mm |
|----------------------|----------------|
| 604624 | 24 |
| 604626 | 26 |
| 604628 | 28 |
| 604630 | 30 |
| 604632 | 32 |
| 604634 | 34 |
| 604636 | 36 |
| 604638 | 38 |
| 604640 | 40 |
| 604642 | 42 |
| 604644 | 44 |
| 604646 | 46 |
| 604648 | 48 |
| 604650 | 50 |

Vis entièrement filetées 4,0 mm



| Titane N° de réf. | Longueur mm |
|----------------------|----------------|
| 604724 | 24 |
| 604726 | 26 |
| 604728 | 28 |
| 604730 | 30 |
| 604732 | 32 |
| 604734 | 34 |
| 604736 | 36 |
| 604738 | 38 |
| 604740 | 40 |
| 604742 | 42 |
| 604744 | 44 |
| 604746 | 46 |
| 604748 | 48 |
| 604750 | 50 |

Asnis III, rondelle pour vis 4,0 mm



| N° de réf. | Description |
|------------|-------------|
| 619905 | Rondelle |

Instruments Asnis II



| N° de réf. | Description |
|------------|--|
| 702425 | Poignée Elastosil avec articulation rapide AO |
| 702465 | Double guide-mèche Ø 1,4 mm/2,7 mm |
| 702449 | Mèche canulée Ø 2,7 mm avec articulation AO |
| 702459 | Guide d'enclouage avec filetage - Ø 1,4 x 150 mm |
| 702454 | Taraud canulé Ø 4,0 mm avec articulation AO |
| 702473 | Fraise canulée pour vis Ø 4,0 mm avec articulation AO |
| 702499 | Jauge de mesure directe pour broches Ø 1,4/2,0 mm x 150 mm, Ti |
| 702482 | Tournevis canulé avec articulation AO – Hexagonal 2,5 mm |
| 702485 | Tournevis plein avec articulation AO – Hexagonal 2,5 mm |
| 702489 | Douille porte-vis pour tournevis – à utiliser avec têtes de vis Ø 5,0 mm |
| 702492 | Styler de nettoyage Ø 1,4 mm |
| 702496 | Extracteur pour vis Ø 4,0 mm |
| 702446 | Mèche canulée Ø4,0 mm avec articulation AO |

- Toutes les vis et mèches non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

Plateau complémentaire VariAx 2 Pied

Plateau 1 niveau

Composition :



| N° de réf. | Description |
|------------|--|
| 1500-0007 | Plateau partie inférieure, 1 niveau |
| 1500-0005 | Tiroir pour modules et râteliers à vis |
| 940460 | Clip pour étiquette Module pour plaque P&C |

Modules

Plaques NCM



| N° de réf. | Description |
|------------|--|
| 940167 | Module d'implant NCM |
| 626771 | Fusion de colonne médiale, gauche courte |
| 626772 | Fusion de colonne médiale, droite courte |
| 626773 | Fusion de colonne médiale, gauche longue |
| 626774 | Fusion de colonne médiale, droite longue |

Plaques TN/NC



| N° de réf. | Description |
|------------|------------------------------------|
| 940168 | Module d'implant TN/NC |
| 626761 | Talo-naviculaire, court |
| 626762 | Talo-naviculaire, long |
| 626751 | Naviculo-cunéiforme, gauche, court |
| 626752 | Naviculo-cunéiforme, droite, court |
| 626753 | Naviculo-cunéiforme, gauche, court |
| 626754 | Naviculo-cunéiforme, droite, long |

Plaques métatarso-phalangiennes (LCL)



| N° de réf. | Description |
|------------|---------------------------------------|
| 940169 | Module d'implant métatarso-phalangien |
| 626800 | Métatarso-phalangienne, 0 mm |
| 626806 | Métatarso-phalangienne, 6 mm |
| 626808 | Métatarso-phalangienne, 8 mm |
| 626810 | Métatarso-phalangienne, 10 mm |
| 626812 | Métatarso-phalangienne, 12 mm |

Plateau complémentaire VariAx 2 Pied

Modules

Plaques cuboïdes/naviculaires/ pour talus



| N° de réf. | Description |
|------------|---|
| 940170 | Module d'implant cuboïde/naviculaire/pour talus |
| 626880 | Col du talus |
| 626881 | Naviculaire, gauche |
| 626882 | Naviculaire, droite |
| 626885 | Cuboïde |

Plaques courbes et droites



| N° de réf. | Description |
|------------|-------------------------------|
| 940171 | Module d'implant courbe/droit |
| 40-15011 | Plaque courbe - 4 trous |
| 40-15012 | Plaque courbe 5 trous, droite |
| 40-15013 | Plaque courbe 5 trous, gauche |
| 40-15014 | Plaque courbe - 6 trous |
| 40-15041 | Plaque large droite, courte |
| 40-15042 | Plaque large droite, moyenne |
| 40-15043 | Plaque large droite, longue |

Plaques 3D, en T et en L



| N° de réf. | Description |
|------------|---------------------------------|
| 940172 | Module d'implant 3D, en L, en T |
| 40-15061 | Plaque 3 D, gauche |
| 40-15062 | Plaque 3 D, droite |
| 40-15071 | Plaque en T oblique, gauche |
| 40-15072 | Plaque en T oblique, droite |
| 40-15081 | Plaque en T |
| 40-15091 | Plaque en L, gauche |
| 40-15092 | Plaque en L, droite |

Plateau complémentaire VariAx 2 Pied

Modules

Plaques en H et rectangulaires



| N° de réf. | Description |
|------------|--|
| 940173 | Module d'implant – en H, rectangulaire |
| 40-15021 | Plaque en H, petite |
| 40-15022 | Plaque en H, moyenne |
| 40-15023 | Plaque en H, large |
| 40-15031 | Plaque à compression rectangulaire, Taille 1 |
| 40-15032 | Plaque verrouillable rectangulaire, Taille 2 |
| 40-15033 | Plaque à compression rectangulaire, Taille 2 |

Plaques calcanéennes



| N° de réf. | Description |
|------------|-----------------------------|
| 940174 | Module d'implant calcanéen |
| 40-10102 | Plaque en treillis, petite |
| 40-10104 | Plaque en treillis, moyenne |
| 40-10106 | Plaque en treillis, large |
| 40-10112 | Plaque standard, petite |
| 40-10114 | Plaque standard, moyenne |
| 40-10116 | Plaque standard, large |

Plateau complémentaire VariAx 2 Poignet

Montage pour niveau supérieur et plateau à 2 niveaux

Composition :



| N° de réf. | Description |
|------------|--|
| 940221 | Plateau supérieur complémentaire poignet, 2 niveaux |
| 940343 | Clips pour étiquette, complémentaires, plaques palmaires |

Plaques palmaires anatomiques



| N. de réf. | Description | Longueur mm | Hauteur de profil mm |
|------------|---|-------------|----------------------|
| 54-25583 | Plaque DR palmaire anatomique étroite, droite, extra courte | 49 | 2 |
| 54-25573 | Plaque DR palmaire anatomique étroite, gauche, extra courte | 49 | 2 |
| 54-25384 | Plaque DR palmaire anatomique étroite, droite, courte | 56 | 2 |
| 54-25374 | Plaque DR palmaire anatomique étroite, gauche, courte | 56 | 2 |
| 54-25385 | Plaque DR palmaire anatomique étroite, droite, longue | 76 | 2 |
| 54-25375 | Plaque DR palmaire anatomique étroite, gauche, longue | 76 | 2 |
| 54-25683 | Plaque DR palmaire anatomique intermédiaire, droite, extra courte | 49 | 2 |
| 54-25673 | Plaque DR palmaire anatomique intermédiaire, gauche, extra courte | 49 | 2 |
| 54-25684 | Plaque DR palmaire anatomique intermédiaire, droite, courte | 56 | 2 |
| 54-25674 | Plaque DR palmaire anatomique intermédiaire, gauche, courte | 56 | 2 |
| 54-25687 | Plaque DR palmaire anatomique intermédiaire, droite, longue | 76 | 2 |
| 54-25677 | Plaque DR palmaire anatomique intermédiaire, gauche, longue | 76 | 2 |
| 54-25783 | Plaque DR palmaire anatomique standard, droite, extra courte | 49 | 2 |
| 54-25773 | Plaque DR palmaire anatomique standard, gauche, extra courte | 49 | 2 |
| 54-25386 | Plaque DR palmaire anatomique standard, droite, courte | 56 | 2 |
| 54-25376 | Plaque DR palmaire anatomique standard, gauche, courte | 56 | 2 |
| 54-25387 | Plaque DR palmaire anatomique standard, droite, longue | 76 | 2 |
| 54-25377 | Plaque DR palmaire anatomique standard, gauche, longue | 76 | 2 |

• Toutes les vis et mèches non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

Plateau complémentaire VariAx 2 Poignet

Tiroir 1 – Option 1

Contenu du plateau : plaques dorsales standard et pour fragments et instruments



| N° de réf. | Description |
|------------|---|
| 1500-0005 | Tiroir pour modules et râteliers à vis |
| 940344 | Clip pour étiquette, complémentaire, plaques et instruments |
| 940270 | Compartiment, plaques spéciales fragments et instruments |
| 940271 | Compartiment, plaques dorsales |
| 940272 | Compartiment, blocs de visée |
| 940283 | Couvercle pour compartiment pour bloc de visée (pièce détachée) |

Plaques spéciales fragments



| N° de réf. | Description | Longueur mm | Hauteur du profil mm |
|------------|---|-------------|----------------------|
| 54-25400 | Plaque DR latérale, courte | 44 | 1 |
| 54-25401 | Plaque DR latérale, longue | 57 | 1 |
| 54-25402 | Plaque DR médiale dorsale, courte, droite | 40 | 1 |
| 54-25403 | Plaque DR médiale dorsale, courte, gauche | 40 | 1 |
| 54-25404 | Plaque DR médiale dorsale, longue, droite | 53 | 1 |
| 54-25405 | Plaque DR médiale dorsale, longue, gauche | 53 | 1 |

Plaques dorsales



| N° de réf. | Description | Longueur mm | Hauteur du profil mm |
|------------|--|-------------|----------------------|
| 54-25290 | Plaque DR dorsale standard, droite | 60 | 1,5 |
| 54-25291 | Plaque DR dorsale standard, gauche | 60 | 1,5 |
| 54-25292 | Plaque DR dorsale large, droite | 60 | 1,5 |
| 54-25293 | Plaque DR dorsale large, droite | 60 | 1,5 |
| 54-25294 | Plaque DR dorsale standard, droite, extra longue | 81 | 1,5 |
| 54-25295 | Plaque DR dorsale standard, gauche, extra longue | 81 | 1,5 |
| 54-25296 | Plaque DR dorsale large, droite, extra longue | 81 | 1,5 |
| 54-25297 | Plaque DR dorsale large, gauche, extra longue | 81 | 1,5 |

- Toutes les plaques non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

Plateau complémentaire VariAx 2 Poignet

Tiroir 1 – Option 2

Contenu du plateau : plaques anatomiques dorsales, spécifiques pour fragments DR, couvrante pour poignet, pour ulna distal et instruments



| N° de réf. | Description |
|------------|---|
| 1500-0005 | Tiroir pour modules et râteliers à vis |
| 940459 | Clip pour plateau poignet, plaques DR, DU et couvrante |
| 940458 | Clip complémentaire poignet, plaques DR, DU et couvrantes |
| 940199 | Compartiment, plaques DU et instruments pour fragments |
| 940198 | Compartiment, plaques DR et poignet couvrantes |
| 940272 | Compartiment, blocs de visée |
| 940283 | Couvercle pour compartiment pour bloc de visée (pièce détachée) |

Plaques spéciales fragments anatomiques



| N° de réf. | Description | Longueur mm | Hauteur du profil mm |
|------------|--|-------------|----------------------|
| 625120 | Plaque DR latérale, courte, droite | 43 | 2 |
| 625121 | Plaque DR latérale, courte, gauche | 43 | 2 |
| 625122 | Plaque DR latérale, longue, droite | 56 | 2 |
| 625123 | Plaque DR latérale, longue, gauche | 56 | 2 |
| 625140 | Plaque DR latérale dorsale, courte, droite | 39 | 2 |
| 625141 | Plaque DR latérale dorsale, courte, gauche | 39 | 2 |
| 625142 | Plaque DR latérale dorsale, longue, droite | 49 | 2 |
| 625143 | Plaque DR latérale dorsale, longue, gauche | 49 | 2 |
| 625130 | Plaque DR médiale dorsale, courte, droite | 39 | 2 |
| 625131 | Plaque DR médiale dorsale, courte, gauche | 39 | 2 |
| 625132 | Plaque DR médiale dorsale, longue, droite | 49 | 2 |
| 625133 | Plaque DR médiale dorsale, longue, gauche | 49 | 2 |
| 625150 | Plaque DR pour bord palmaire, courte, droite | 32 | 1,6 |
| 625151 | Plaque DR pour bord palmaire, courte, gauche | 32 | 1,6 |
| 625152 | Plaque DR pour bord palmaire, longue, droite | 43 | 1,6 |
| 625153 | Plaque DR pour bord palmaire, longue, gauche | 43 | 1,6 |

Plaques couvrantes, poignet



| N° de réf. | Description | Longueur mm | Hauteur du profil mm |
|------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|
| 625106+ | Plaque couvrante, poignet, standard | 172 | 3 |
| 625108+ | Plaque couvrante, poignet, longue | 198 | 3 |

• Toutes les plaques non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

+ Ce produit ne porte pas encore la marque CE conformément aux réglementations et directives de l'UE. Stryker ne commercialise ni ne distribue ce produit dans l'UE. Toute référence à ce produit est à titre d'illustration uniquement.

Plateau complémentaire VariAx 2 Poignet

Plaques dorsales anatomiques

| | N° de réf. | Description | Longueur mm | Hauteur du profil mm |
|---|------------|--|-------------|----------------------|
|  | 625090 | Plaque DR dorsale, étroite, courte, droite | 47 | 2 |
|  | 625091 | Plaque DR dorsale, étroite, courte, gauche | 47 | 2 |
|  | 625094 | Plaque DR dorsale, étroite, longue, droite | 58 | 2 |
|  | 625095 | Plaque DR dorsale, étroite, longue, gauche | 58 | 2 |
|  | 625098S* | Plaque DR dorsale, étroite, extra longue, droite | 69 | 2 |
|  | 625099S* | Plaque DR dorsale, étroite, extra longue, gauche | 69 | 2 |
|  | 625092 | Plaque DR dorsale, large, courte, droite | 49 | 2 |
|  | 625093 | Plaque DR dorsale, large, courte, gauche | 49 | 2 |
|  | 625096 | Plaque DR dorsale, large, longue, droite | 60 | 2 |
|  | 625097 | Plaque DR dorsale, large, longue, gauche | 60 | 2 |
|  | 625100S* | Plaque DR dorsale, large, extra longue, droite | 71 | 2 |
|  | 625101S* | Plaque DR dorsale, large, extra longue, gauche | 71 | 2 |

Plaques anatomiques pour ulna distal

| | N° de réf. | Description | Longueur mm | Hauteur du profil mm |
|---|------------|---|-------------|----------------------|
|  | 625102+ | Plaque à crochet pour ulna distal, courte | 47 | 1,5 |
|  | 625104+ | Plaque à crochet pour ulna distal, longue | 58 | 1,5 |
|  | 625110+ | Plaque de base pour ulna distal, courte, droite | 43 | 1,7 |
|  | 625111+ | Plaque de base pour ulna distal, courte, gauche | 43 | 1,7 |
|  | 625112+ | Plaque de base pour ulna distal, longue, droite | 67 | 1,7 |
|  | 625113+ | Plaque de base pour ulna distal, longue, gauche | 67 | 1,7 |

• Toutes les plaques non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

+ Ce produit ne porte pas encore la marque CE conformément aux réglementations et directives de l'UE. Stryker ne commercialise ni ne distribue ce produit dans l'UE. Toute référence à ce produit est à titre d'illustration uniquement.

* Uniquement disponible en version stérile.

Plateau complémentaire VariAx 2 Poignet

Instruments spécifiques pour fragments



| N° de réf. | Description |
|------------|---|
| 43-09830 | Maillet, 250 g |
| 64-00011 | Burin |
| 07-40281 | Broche de Kirschner à pointe zébrée 1,1 mm (paquet de 10) |
| 56-40281 | Broche de Kirschner à olive, 1,4 mm (paquet de 5) |
| 64-20118 | Pinces à courber pour broche de Kirschner |

Instruments pour bloc de visée



| N° de réf. | Description |
|------------|---|
| 703885 | Jauge de profondeur, vis VariAx 2,4 mm - 3,5 mm |
| 56-01210 | Douille de connexion pour bloc de visée radius distal |
| 56-01310 | Levier pour bloc de visée radius distal |
| 56-01410 | Bloc de visée palmaire radius distal, étroit, droit |
| 56-01510 | Bloc de visée palmaire radius distal, étroit, gauche |
| 56-01610 | Bloc de visée palmaire radius distal, standard, droit |
| 56-01710 | Bloc de visée palmaire radius distal, standard, gauche |
| 56-01810 | Bloc de visée palmaire radius distal, intermédiaire, droit |
| 56-01910 | Bloc de visée palmaire radius distal, intermédiaire, gauche |
| 56-02020 | Bloc de visée palmaire radius distal, douille guide-mèche |

Plateau spécifique VariAx 2 Poignet

Montage pour niveau supérieur et plateau à 4 niveaux

Composition :



| N° de réf. | Description |
|------------|--|
| 940213 | Plateau supérieur poignet |
| 1500-0006 | Partie inférieure, 2 niveaux, amovible |
| 940347 | Clip couche supérieure Plateau poignet |

Instruments



| N° de réf. | Description |
|------------|--|
| 703921 | Poignée, moyenne |
| 703920 | Poignée large |
| 703923 | Compartiment pour poignée, AO, canulé |
| 703922 | Compartiment pour poignée, AO, à cliquet, canulé |
| 703885 | Jauge de profondeur pour radius distal |
| 703664 | Tige de tournevis, AO, T8 |
| 45-80040 | Fraise pour vis 2,7/3,5 mm, raccord AO |
| 703663 | Tige de tournevis, AO, T8, autopréhenseur |
| 703675 | Douille porte-vis universelle |
| 703927 | Levier pour trous de vis T8 |
| 703684 | Guide-mèche, mèche 2,0 mm, compression/polyaxiale (T8) |
| 703884 | Guide-mèche pour vis de traction indépendante 2,7 mm (T8) |
| 703688 | Guide-mèche pour vis de traction indépendante 2,4 mm (T8) |
| 703902 | Guide-mèche, broche de Kirschner 1,1, mèche 2,0 mm T8 à angle fixe |
| 703896 | Mèche, AO, Ø 2,0 mm x 135 mm, graduée *Nouveau |
| 703897 | Surmèche, AO, Ø 2,7 mm x 122 mm *Nouveau |
| 703696 | Surmèche, AO, Ø 2,4 mm x 122 mm |
| 703899 | Taraud, AO, pour vis 2,7 mm |
| 703900 | Taraud, AO, pour vis 2,4 mm |
| 703888 | SpeedGuide™, pour vis 2,4/2,7 mm, T8 (L = 30 mm)*nouveau |
| 703891 | Mèche SpeedGuide™, AO, Ø 2,0 mm (L = 30 mm) |

- Toutes les vis et mèches non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

Plateau spécifique VariAx 2 Poignet

Tiroir 1

 Vis 2,4 mm et 2,7 mm et plaques palmaires comprenant :



| N° de réf. | Description |
|------------|--|
| 1500-0005 | Tiroir pour modules et râteliers à vis |
| 940277 | Compartment pour plaque radius distal palmaire, droite |
| 940278 | Compartment pour plaque radius distal palmaire, gauche |
| 940348 | Clip tiroir à vis Plateau poignet |
| 940234 | Râtelier à vis pour vis 2,7 mm, T8 |
| 940235 | Râtelier à vis pour vis 2,4 mm, T8 |

Vis verrouillée 2,4 mm



| Titane N° de réf. | Longueur mm |
|----------------------|----------------|
| 656008 | 8 |
| 656010 | 10 |
| 656012 | 12 |
| 656014 | 14 |
| 656016 | 16 |
| 656018 | 18 |
| 656020 | 20 |
| 656022 | 22 |
| 656024 | 24 |
| 656026 | 26 |
| 656028 | 28 |
| 656030 | 30 |
| 656032 | 32 |
| 656034 | 34 |
| 656036 | 36 |
| 656038 | 38 |

Vis non verrouillées 2,4



| Titane N° de réf. | Longueur mm |
|----------------------|----------------|
| 656108 | 8 |
| 656110 | 10 |
| 656112 | 12 |
| 656114 | 14 |
| 656116 | 16 |
| 656118 | 18 |
| 656120 | 20 |
| 656122 | 22 |
| 656124 | 24 |
| 656126 | 26 |
| 656128 | 28 |
| 656130 | 30 |
| 656132 | 32 |
| 656134 | 34 |
| 656136 | 36 |
| 656138 | 38 |

Chevilles verrouillées 2,0 mm



| Titane N° de réf. | Longueur mm |
|----------------------|----------------|
| 656616 | 16 |
| 656618 | 18 |
| 656620 | 20 |
| 656622 | 22 |
| 656624 | 24 |
| 656626 | 26 |

Plateau spécifique VariAx 2 Poignet

Vis verrouillées 2,7 mm



| Titane N° de réf. | Longueur mm |
|----------------------|----------------|
| 656308 | 8 |
| 656310 | 10 |
| 656312 | 12 |
| 656314 | 14 |
| 656316 | 16 |
| 656318 | 18 |
| 656320 | 20 |
| 656322 | 22 |
| 656324 | 24 |
| 656326 | 26 |
| 656328 | 28 |
| 656330 | 30 |
| 656332 | 32 |
| 656334 | 34 |
| 656336 | 36 |
| 656338 | 38 |
| 656340 | 40 |
| 656345 | 45 |
| 656350 | 50 |

Vis non verrouillées 2,7 mm



| Titane N° de réf. | Longueur mm |
|----------------------|----------------|
| 656408 | 8 |
| 656410 | 10 |
| 656412 | 12 |
| 656414 | 14 |
| 656416 | 16 |
| 656418 | 18 |
| 656420 | 20 |
| 656422 | 22 |
| 656424 | 24 |
| 656426 | 26 |
| 656428 | 28 |
| 656430 | 30 |
| 656432 | 32 |
| 656434 | 34 |
| 656436 | 36 |
| 656438 | 38 |
| 656440 | 40 |
| 656445 | 45 |
| 656450 | 50 |

Vis non verrouillées partiellement filetées 2,7 mm



| Titane N° de réf. | Longueur mm |
|----------------------|----------------|
| 656516 | 16 |
| 656518 | 18 |
| 656520 | 20 |
| 656522 | 22 |
| 656524 | 24 |
| 656526 | 26 |

Rondelle



| N° de réf. | Description |
|------------|-------------|
| 619920 | Rondelle |

Plateau spécifique VariAx 2 Poignet

Tiroir 1

Contenu du plateau : plaques palmaires anatomiques

Plaques palmaires anatomiques

| | N. de réf. | Description | Longueur mm | Hauteur du profil mm |
|---|------------|---|----------------|----------------------------|
|  | 54-25583 | Plaque DR palmaire anatomique étroite, droite, extra courte | 49 | 2 |
|  | 54-25573 | Plaque DR palmaire anatomique étroite, gauche, extra courte | 49 | 2 |
|  | 54-25384 | Plaque DR palmaire anatomique étroite, droite, courte | 56 | 2 |
|  | 54-25374 | Plaque DR palmaire anatomique étroite, gauche, courte | 56 | 2 |
|  | 54-25385 | Plaque DR palmaire anatomique étroite, droite, longue | 76 | 2 |
|  | 54-25375 | Plaque DR palmaire anatomique étroite, gauche, longue | 76 | 2 |
|  | 54-25683 | Plaque DR palmaire anatomique intermédiaire, droite, extra courte | 49 | 2 |
|  | 54-25673 | Plaque DR palmaire anatomique intermédiaire, gauche, extra courte | 49 | 2 |
|  | 54-25684 | Plaque DR palmaire anatomique intermédiaire, droite, courte | 56 | 2 |
|  | 54-25674 | Plaque DR palmaire anatomique intermédiaire, gauche, courte | 56 | 2 |
|  | 54-25687 | Plaque DR palmaire anatomique intermédiaire, droite, longue | 76 | 2 |
|  | 54-25677 | Plaque DR palmaire anatomique intermédiaire, gauche, longue | 76 | 2 |
|  | 54-25783 | Plaque DR palmaire anatomique standard, droite, extra courte | 49 | 2 |
|  | 54-25773 | Plaque DR palmaire anatomique standard, gauche, extra courte | 49 | 2 |
|  | 54-25386 | Plaque DR palmaire anatomique standard, droite, courte | 56 | 2 |
|  | 54-25376 | Plaque DR palmaire anatomique standard, gauche, courte | 56 | 2 |
|  | 54-25387 | Plaque DR palmaire anatomique standard, droite, longue | 76 | 2 |
|  | 54-25377 | Plaque DR palmaire anatomique standard, gauche, longue | 76 | 2 |

• Toutes les vis et mèches non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

Plateau spécifique VariAx 2 Poignet

**Plaques palmaires XXL -
Non incluses dans le kit.
Emballage stérile uniquement**



| N° de réf. | Description | Longueur mm | Hauteur du profil Distal mm | Hauteur du profil Diaphysaire mm |
|------------|---|-------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 54-25420S | Plaque palmaire DR XXL, standard, gauche (15 trous) | 189 | 2 | 3 |
| 54-25422S | Plaque palmaire DR XXL, standard, droite (15 trous) | 189 | 2 | 3 |
| 54-25424S | Plaque palmaire DR XXL, standard, gauche (11 trous) | 145 | 2 | 3 |
| 54-25426S | Plaque palmaire DR XXL, standard, droite (11 trous) | 145 | 2 | 3 |
| 54-25428S | Plaque palmaire DR XXL, standard, gauche (8 trous) | 100 | 2 | 3 |
| 54-25430S | Plaque palmaire DR XXL, standard, droite (8 trous) | 100 | 2 | 3 |
| 54-25432S | Plaque palmaire DR XXL, standard, gauche (5 trous) | 74 | 2 | 3 |
| 54-25434S | Plaque palmaire DR XXL, standard, droite (5 trous) | 74 | 2 | 3 |
| 54-25436S | Plaque palmaire DR XXL, étroite, gauche (15 trous) | 189 | 2 | 3 |
| 54-25438S | Plaque palmaire DR XXL, étroite, droite (15 trous) | 189 | 2 | 3 |
| 54-25440S | Plaque palmaire DR XXL, étroite, gauche (11 trous) | 145 | 2 | 3 |
| 54-25442S | Plaque palmaire DR XXL, étroite, droite (11 trous) | 145 | 2 | 3 |
| 54-25444S | Plaque palmaire DR XXL, étroite, gauche (8 trous) | 100 | 2 | 3 |
| 54-25446S | Plaque palmaire DR XXL, étroite, droite (8 trous) | 100 | 2 | 3 |
| 54-25448S | Plaque palmaire DR XXL, étroite, gauche (5 trous) | 74 | 2 | 3 |
| 54-25450S | Plaque palmaire DR XXL, étroite, droite (5 trous) | 74 | 2 | 3 |

- Toutes les plaques non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

Plateau spécifique VariAx 2 Poignet

Tiroir 2 – Option 1

Contenu du plateau : plaques dorsales standard et pour fragments et instruments



| N° de réf. | Description |
|------------|---|
| 1500-0005 | Tiroir pour modules et râteliers à vis |
| 940270 | Compartiment, plaques spéciales fragments et instruments |
| 940271 | Compartiment, plaques dorsales |
| 940272 | Compartiment, blocs de visée |
| 940349 | Clip tiroir plaque plateau poignet |
| 940283 | Couvercle pour compartiment pour bloc de visée (pièce détachée) |

Plaques spéciales fragments



| N° de réf. | Description | Longueur mm | Hauteur du profil mm |
|------------|---|-------------|----------------------|
| 54-25400 | Plaque DR latérale, courte | 44 | 1 |
| 54-25401 | Plaque DR latérale, longue | 57 | 1 |
| 54-25402 | Plaque DR médiale dorsale, courte, droite | 40 | 1 |
| 54-25403 | Plaque DR médiale dorsale, courte, gauche | 40 | 1 |
| 54-25404 | Plaque DR médiale dorsale, longue, droite | 53 | 1 |
| 54-25405 | Plaque DR médiale dorsale, longue, gauche | 53 | 1 |

Plaques dorsales



| N° de réf. | Description | Longueur mm | Hauteur du profil mm |
|------------|--|-------------|----------------------|
| 54-25290 | Plaque DR dorsale standard, droite | 60 | 1,5 |
| 54-25291 | Plaque DR dorsale standard, gauche | 60 | 1,5 |
| 54-25292 | Plaque DR dorsale large, droite | 60 | 1,5 |
| 54-25293 | Plaque DR dorsale large, droite | 60 | 1,5 |
| 54-25294 | Plaque DR dorsale standard, droite, extra longue | 81 | 1,5 |
| 54-25295 | Plaque DR dorsale standard, gauche, extra longue | 81 | 1,5 |
| 54-25296 | Plaque DR dorsale large, droite, extra longue | 81 | 1,5 |
| 54-25297 | Plaque DR dorsale large, gauche, extra longue | 81 | 1,5 |

- Toutes les vis et mèches non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

Plateau spécifique VariAx 2 Poignet

Tiroir 2 – Option 2

Contenu du plateau : plaques anatomiques dorsales, spécifiques pour fragments DR, couvrante pour poignet, pour ulna distal et instruments



| N° de réf. | Description |
|------------|---|
| 1500-0005 | Tiroir pour modules et râteliers à vis |
| 940459 | Clip pour plateau poignet, plaques DR, DU et couvrante |
| 940458 | Clip complémentaire poignet, plaques DR, DU et couvrantes |
| 940199 | Compartiment, plaques DU et instruments pour fragments |
| 940198 | Compartiment, plaques DR et poignet couvrantes |
| 940272 | Compartiment, blocs de visée |
| 940283 | Couvercle pour compartiment pour bloc de visée (pièce détachée) |

Plaques spéciales fragments anatomiques



| N° de réf. | Description | Longueur mm | Hauteur du profil mm |
|------------|--|-------------|----------------------|
| 625120 | Plaque DR latérale, courte, droite | 43 | 2 |
| 625121 | Plaque DR latérale, courte, gauche | 43 | 2 |
| 625122 | Plaque DR latérale, longue, droite | 56 | 2 |
| 625123 | Plaque DR latérale, longue, gauche | 56 | 2 |
| 625140 | Plaque DR latérale dorsale, courte, droite | 39 | 2 |
| 625141 | Plaque DR latérale dorsale, courte, gauche | 39 | 2 |
| 625142 | Plaque DR latérale dorsale, longue, droite | 49 | 2 |
| 625143 | Plaque DR latérale dorsale, longue, gauche | 49 | 2 |
| 625130 | Plaque DR médiale dorsale, courte, droite | 39 | 2 |
| 625131 | Plaque DR médiale dorsale, courte, gauche | 39 | 2 |
| 625132 | Plaque DR médiale dorsale, longue, droite | 49 | 2 |
| 625133 | Plaque DR médiale dorsale, longue, gauche | 49 | 2 |
| 625150 | Plaque DR pour bord palmaire, courte, droite | 32 | 1,6 |
| 625151 | Plaque DR pour bord palmaire, courte, gauche | 32 | 1,6 |
| 625152 | Plaque DR pour bord palmaire, longue, droite | 43 | 1,6 |
| 625153 | Plaque DR pour bord palmaire, longue, gauche | 43 | 1,6 |

Plaques couvrantes, poignet



| N° de réf. | Description | Longueur mm | Hauteur du profil mm |
|---------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|
| 625106 ⁺ | Plaque couvrante, poignet, standard | 172 | 3 |
| 625108 ⁺ | Plaque couvrante, poignet, longue | 198 | 3 |

• Toutes les plaques non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

⁺ Ce produit ne porte pas encore la marque CE conformément aux réglementations et directives de l'UE. Stryker ne commercialise ni ne distribue ce produit dans l'UE. Toute référence à ce produit est à titre d'illustration uniquement.

Plateau spécifique VariAx 2 Poignet

Plaques dorsales anatomiques

| | N° de réf. | Description | Longueur mm | Hauteur du profil mm |
|---|------------|--|-------------|----------------------|
|  | 625090 | Plaque DR dorsale, étroite, courte, droite | 47 | 2 |
|  | 625091 | Plaque DR dorsale, étroite, courte, gauche | 47 | 2 |
|  | 625094 | Plaque DR dorsale, étroite, longue, droite | 58 | 2 |
|  | 625095 | Plaque DR dorsale, étroite, longue, gauche | 58 | 2 |
|  | 625098S* | Plaque DR dorsale, étroite, extra longue, droite | 69 | 2 |
|  | 625099S* | Plaque DR dorsale, étroite, extra longue, gauche | 69 | 2 |
|  | 625092 | Plaque DR dorsale, large, courte, droite | 49 | 2 |
|  | 625093 | Plaque DR dorsale, large, courte, gauche | 49 | 2 |
|  | 625096 | Plaque DR dorsale, large, longue, droite | 60 | 2 |
|  | 625097 | Plaque DR dorsale, large, longue, gauche | 60 | 2 |
|  | 625100S* | Plaque DR dorsale, large, extra longue, droite | 71 | 2 |
|  | 625101S* | Plaque DR dorsale, large, extra longue, gauche | 71 | 2 |

Plaques anatomiques pour ulna distal

| | N° de réf. | Description | Longueur mm | Hauteur du profil mm |
|---|------------|---|-------------|----------------------|
|  | 625102+ | Plaque à crochet pour ulna distal, courte | 47 | 1,5 |
|  | 625104+ | Plaque à crochet pour ulna distal, longue | 58 | 1,5 |
|  | 625110+ | Plaque de base pour ulna distal, courte, droite | 43 | 1,7 |
|  | 625111+ | Plaque de base pour ulna distal, courte, gauche | 43 | 1,7 |
|  | 625112+ | Plaque de base pour ulna distal, longue, droite | 67 | 1,7 |
|  | 625113+ | Plaque de base pour ulna distal, longue, gauche | 67 | 1,7 |

- Toutes les plaques non stériles peuvent être commandées en version stérile en ajoutant un « S » à la fin du numéro de référence.

+ Ce produit ne porte pas encore la marque CE conformément aux réglementations et directives de l'UE. Stryker ne commercialise ni ne distribue ce produit dans l'UE. Toute référence à ce produit est à titre d'illustration uniquement.

* Uniquement disponible en version stérile.

Plateau spécifique VariAx 2 Poignet

Instruments spécifiques pour fragments



| N° de réf. | Description |
|------------|---|
| 43-09830 | Maillet, 250 g |
| 64-00011 | Burin |
| 07-40281 | Broche de Kirschner à pointe zébrée 1,1 mm (paquet de 10) |
| 56-40281 | Broche de Kirschner à olive, 1,4 mm (paquet de 5) |
| 64-20118 | Pinces à courber pour broche de Kirschner |

Instruments pour bloc de visée



| | |
|--------|---|
| 703885 | Jauge de profondeur, vis VariAx 2,4 mm-3,5 mm |
|--------|---|



| | |
|----------|---|
| 56-01210 | Douille de connexion pour bloc de visée radius distal |
|----------|---|



| | |
|----------|---|
| 56-01310 | Levier pour bloc de visée radius distal |
|----------|---|



| | |
|----------|---|
| 56-01410 | Bloc de visée palmaire radius distal, étroit, droit |
|----------|---|



| | |
|----------|--|
| 56-01510 | Bloc de visée palmaire radius distal, étroit, gauche |
|----------|--|



| | |
|----------|---|
| 56-01610 | Bloc de visée palmaire radius distal, standard, droit |
|----------|---|



| | |
|----------|--|
| 56-01710 | Bloc de visée palmaire radius distal, standard, gauche |
|----------|--|



| | |
|----------|--|
| 56-01810 | Bloc de visée palmaire radius distal, intermédiaire, droit |
|----------|--|



| | |
|----------|---|
| 56-01910 | Bloc de visée palmaire radius distal, intermédiaire, gauche |
|----------|---|



| | |
|----------|---|
| 56-02020 | Bloc de visée palmaire radius distal, douille guide-mèche |
|----------|---|

Plateau spécifique VariAx 2 Poignet

Tiroir 3

Instruments de réduction, comprenant :



| N° de réf. | Description |
|------------|--|
| 1500-0005 | Tiroir pour modules et râteliers à vis |
| 940333 | Clip pour étiquette Plateau principal instruments de réduction |
| 940250 | Instruments de réduction, compartiment 1 |
| 940251 | Instruments de réduction, compartiment 2 |
| 940252 | Instruments de réduction, compartiment 3 |
| 940350 | Clip instrument réduction plateau poignet |

Instruments de réduction

| N° de réf. | Description |
|------------|---|
| 705297 | Davier réducteur droit, large |
| 703822 | Davier réducteur droit |
| 702926 | Pince de réduction L130 mm |
| 702932 | Pince de réduction L143 mm (pince homard) |
| 705294 | Rugine, bord rond 6 mm |
| 705295 | Rugine, lame plate 13 mm |
| 705293 | Rugine, bord droit 6 mm (en option) |
| 705296 | Rugine, lame courbe, 13 mm (en option) |
| 45-80010 | Pinces à courber pour plaque |
| 700151 | Crochet |
| 700664 | Écarteur de Hohmann 6 mm |
| 700665 | Écarteur de Hohmann 8 mm |
| 700667 | Écarteur de Hohmann 15 mm |
| 703938 | Fer à courber pour plaques VariAx |
| 700153 | Réducteur à bout sphérique |
| 703818 | Broche de Kirschner à olive 2 mm (paquet de 5) |
| 390192 | Broche de Kirschner 2,0 mm x 150 mm (paquet de 10) |
| 390164 | Broche de Kirschner 1,6 x 150 mm (paquet de 10) |
| 390157 | Broche de Kirschner 1,25 mm x 150 mm (paquet de 10) |

Notes

Notes

Trauma & Extremities

Ce document est destiné uniquement aux professionnels de santé. Un chirurgien doit toujours se fier à son propre jugement clinique professionnel dans le choix de l'utilisation d'un produit particulier pour traiter un patient particulier. Stryker ne donne aucun avis médical et recommande aux chirurgiens de suivre une formation relative à l'utilisation d'un produit particulier avant de l'utiliser dans le cadre d'une intervention chirurgicale.

Les informations présentées sont destinées à présenter un produit Stryker. Un chirurgien doit toujours se référer à la notice d'accompagnement, à l'étiquette du produit et/ou aux instructions d'utilisation notamment aux instructions de nettoyage et de stérilisation (le cas échéant) avant d'utiliser les produits Stryker. Les produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales qui gouvernent les marchés individuels. Contacter le représentant Stryker pour toute question relative à la disponibilité des produits Stryker dans une région spécifique.

Stryker Corporation ou ses divisions ou toute autre société affiliée détient, utilise ou a déposé les marques suivantes ou marques de service : Asnis, Stryker, VariAx. Toutes les autres marques sont des marques de leurs propriétaires ou détenteurs respectifs.

Sauf indication contraire, tous les produits répertoriés ci-dessus portent la marque CE.



Fabricant :

Stryker GmbH
Bohnackerweg 1
2545 Selzach, Suisse