

DISPOSITIF AUTOADHÉSIF  
NETTOYEUR D'ÉLECTRODE

# blayco®

MANCHE DE BISTOURI,  
CONTRÔLE MANUEL



Dispositif fabriqué suivant Standards  
ANSI/AAMI HF18 et IEC 60601-2-2:2006



PRÉSENTATION

Conditionnement individuel  
Boîtes de 50 unités

MANCHE BISTOURI D'UN SEUL USAGE

STERILE EO



MB-100



Manche bistouri d'un seul usage, contrôle manuel avec électrode lame de 70 mm amovible \*

MB-200



PACK CONTIENT:

- 1 MB-100 Manche bistouri electrochirurgical controle manuel avec électrode lame 70mm \*
- 1 AL-40 Dispositif nettoyeur de l'électrode

MANCHE BISTOURI RÉUTILISABLE

MBR-600



Manche bistouri réutilisable 30 fois, contrôle manuel avec électrode lame de 70 mm amovible.\*

PRÉSENTATION

Conditionnement individuel  
Boîtes de 1 unité

\* Si nécessaire pendant l'intervention, cet électrode peut être remplacé par les références AB50 / ABT50, AB60 / ABT60, AB70 / ABT70, AB80 / ABT80 ou AB90 / ABT90.

\*\* Adaptable à tous les modèles 100, 200, 600.

RENSEIGNEMENTS

- Code de couleurs: CUT/jaune
- Confortable contour anatomique.
- Facile utilisation.
- Câble de 3 mts.
- Léger.
- Connecteur standard de 3 pins pour les réf. MB-100 / MB-200 / MBR-600.

(communs à tous les modèles de manche BLAYCO)

ACCESSOIRES

CE 0197 STERILE EO

AB-50 Électrode de boule, 70 mm\*\*

AB-60 Électrode d'aiguille, 70 mm\*\*

AB-70 Électrode d'aiguille, 150 mm \*\*

AB-80 Électrode de lame, 70 mm \*\*

AB-90 Électrode de lame, 150 mm \*\*


ABT-50 Boule électrode anti-adhérente 70mm

ABT-60 Aiguille électrode anti-adhérente 70mm

ABT-70 Aiguille électrode anti-adhérente 150mm

ABT-80 Lame électrode anti-adhérente 70mm

ABT-90 Lame électrode anti-adhérente 150mm



PRÉSENTATION

Conditionnement individuel  
Boîtes de 50 unités

AL-40 Dispositif autoadhésif nettoyeur d'électrode 50mm

PRÉSENTATION

Conditionnement individuel  
Boîtes de 250 unités

RÉF. AL-40



CE 0197 STERILE EO



379, rue Jean Baptiste Biot  
Espace Polygone  
66000 Perpignan  
France  
Tel.: +33 (0) 468 927 885  
Fax: +33 (0) 468 927 886

TELIC FRANCE, SAS <http://www.telicfrance.com>

LATEX  
FREE

Rev. 20110719