


ACCESSOIRE POUR ÉVITER LA POSSIBLE  
COMPRESSION DU TUBE ENDOTRACHÉALE PAR  
MORSURE, EN CAS D'INTUBATION BUCCALE

REF. 7600



REF. 7650



<sup>®</sup>  
MORDEDOR-MO


- D'usage unique.
- Non toxique.
- Minimise les risques d'ulcérations buccales.
- Possibilité de le laver pour éviter de la remplacer pendant le temps de l'intubation.
- N'absorbe pas l'humidité.
- Ne favorise pas la prolifération de germes et bactéries.
- Conçu sans arrêtes vives.
- Ajustable en longueur suivant la cavité buccale.
- Ne se cisaille pas avec les dents.
- Positionnement facile.

## PRÉSENTATION

Sachet individuel

Boîtes de 50 unités

## MODE D'EMPLOI



### REF. 7600

Ø 19 mm longueur 90 mm.  
POUR LES TUBES DE CALIBRE 8-9-10



### REF. 7650

Ø 15 mm longueur 90 mm.  
POUR LES TUBES DE CALIBRE 6-7-8



LATEX  
FREE

PVC  
FREE



379, rue Jean Baptiste Biot  
Espace Polygone  
66000 Perpignan  
France  
Tel.: +33 (0) 468 927 885  
Fax: +33 (0) 468 927 886

<http://www.telicfrance.com>

TELIC, S.A.  
Poligono Industrial Can Barri  
C/ Moli d'en Barri, 7-9  
E-08415 Bigues, Barcelona (Spain)

Rev. 20110830