

Bovie

LA SOLUTION POUR L'ÉVACUATION DES FUMÉES

Cormedica

www.comerdica.fr


symmetry

LE DÉFI DU PANACHE DE FUMÉE

- * **80 %** des interventions chirurgicales dans le monde utilisent l'électrochirurgie.
- * Un panache de fumée est créé dans **95 %** de ces procédures.
- * L'électrochirurgie est la norme en matière de soins dans les salles d'opération, les centres de chirurgie et les cabinets médicaux, ce qui expose les travailleurs de la santé à des **risques biologiques, physiques et chimiques**.
- * Le désenfumage n'est généralement pas utilisé dans les cabinets médicaux à cause des **limitations** financières et/ou d'espace.



De multiples commissions et associations ont établi des directives pour faire face à la fumée chirurgicale, et certains Etats ont adopté des lois rendant obligatoire l'évacuation de la fumée.



Composants dangereux	Taille (microns)
Poussière atmosphérique	0.001 - 40
Bactéries	0.3 - 60
Poussière d'os	3 - 300
Poussière domestique	0.05 - 100
Cheveux humains	40-300
Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)	0.1
Virus du papillome humain (VPH)	2.75
Éternuement humain	10 - 100
Les globules rouges	5 - 10
Fumée de matériaux naturels	0.01 - 0.1
Fumée de matériaux synthétiques	1 - 50
Virus	0.005 - 0.3

LA SOLUTION BOVIE POUR L'ÉVACUATION DES FUMÉES




PRÉSENTATION DU NOUVEAU BOVIE SMOKE SHARK® III

- * Une conception unique pour le cabinet du médecin
- * Spécifiquement conçu pour les procédures courtes (<15 minutes)
- * Réduit les risques biologiques, physiques et chimiques présents dans le panache de fumée électrochirurgical.
- * Niveau sonore minimal grâce à une filtration efficace
- * Technologie de suivi de la durée de vie des filtres
- * Activation manuelle pour maximiser la durée de vie du filtre



Filtration ULPA à 4 niveaux

99.999%

efficace pour capturer 0.1-0.2 µm particules et micro-organismes



Bovie Smoke Shark III & Dessiccateur haute fréquence (illustré à l'échelle)



Protection contre la fumée

- * Raccordement du tuyau de filtration à l'orifice 3/8"
- * Garantie de 2 ans

Taille

- * Léger et compact pour une utilisation, un stockage et une portabilité simplifiés ; 23,9 cm de large x 18 cm de haut x 15,5 cm de profondeur.
- * Le moteur ultra-silencieux (<55 dB) assure une aspiration puissante pour une évacuation efficace de la fumée.

Économique

- * Convient à l'adaptateur pour crayon d'évacuation de fumée SharkSkin pour fonctionner avec la plupart de crayons.
- * Le filtre multi-procédures (SF06) offre jusqu'à 6 heures d'autonomie.
- * Le commutateur d'activation à distance Smart Shark maximise la durée de vie du filtre.

SMOKE SHARK® III

UNE CONCEPTION UNIQUE POUR LE CABINET DU MÉDECIN



Fonctionnalité	Smoke Shark III	Smoke Shark II
Un encombrement réduit pour faciliter l'utilisation, le transport et le stockage dans les installations où l'espace est limité.	Y	
Durée de vie des filtres conçue pour des procédures multiples et plus courtes	Y	
Coût plus faible pour les établissements disposant de ressources financières limitées	Y	
L'interrupteur d'activation du capteur ESU est inclus pour maximiser la durée de vie du filtre.	Y	
Aspiration ultra-silencieuse pour recueillir le panache de fumée (<55dB)	Y	Y
Filtre ULPA pour éliminer et capturer les particules de 0,1-0,2µm et les micro-organismes avec une efficacité de 99,999%.	Y	Y

LE SYSTÈME COMPREND

Filtre multi-procédures de 6 heures



Inclus
(2-Pack vendus séparément)

Interrupteur d'activation à distance Smart Shark
pour optimiser la durée de vie du filtre



Inclus

Adaptateur de crayon évacuateur de
Fumée SharkSkin (avec tube de 10')



Unité individuelle incluse
(boîte de 20 vendue séparément)

SYSTÈME BOVIE SMOKE SHARK® III

CODE	DESCRIPTION
SE03-120	Appareil Smoke Shark® III 120V
SE03-220	Appareil Smoke Shark® III 220V

ACCESSOIRES

CODE	DESCRIPTION
SF06	Filtre Smoke Shark® III, paquet de 2 (non stérile)
SERS2	Interrupteur d'activation à distance du Smart Shark
SS95	Adaptateur pour crayon d'évacuation de fumée SharkSkin avec Tubes 3/8" x 10' (20/bx, emballés individuellement de façon stérile)



Cormedica

CORMEDICA SAS

Greenpark – Immeuble A1 - Rue Claude Chappe 38300 Bourgoin-Jallieu
Tél : 04 74 94 34 43 Fax : 04 74 94 34 25 E-mail : contact@cormedica.fr
www.cormedica.fr

