


EPONGES SECTO RADIO-OPAQUE



REFERENCES

| | |
|----------------|---|
| 81-1000 | Dissecteur petite noisette 10mm, détectable par radiographie – Boite de 480 (96 sachets de 5) |
| 81-1001 | Dissecteur « Kittner » 8.0mm, détectable par radiographie - Boite de 480 (96 sachets de 5) |
| 81-1002 | Dissecteur cerise 10mm, détectable par radiographie - Boite de 480 (96 sachets de 5) |
| 81-1006 | Dissecteur grande noisette 12mm, détectable par radiographie - Boite de 480 (96 sachets de 5) |
| 81-1010 | Eponge pour amygdales 16mm, détectable par radiographie - Boite de 250 (50 sachets de 5) |
| 81-1011 | Eponge pour amygdales 25mm, détectable par radiographie - Boite de 250 (50 sachets de 5) |
| 81-1012 | Eponge pour amygdales 32mm, détectable par radiographie - Boite de 250 (50 sachets de 5) |

CARACTERISTIQUES GENERALES

| | |
|---|---|
| Fabricant | SYMMETRY |
| Lieu de fabrication | USA |
| Marquage CE | CE 586997 – Classe IIa |
| Mode de stérilisation | Oxyde d'éthylène |
| Taux résiduel d'oxyde d'éthylène (après stérilisation) | 0.136 mg |
| Emballage | Stérile |
| Matériau | Coton et gaze |
| Conditionnement | Dissecteur : Boite de 480 Eponges : Boite de 250 |