

85620450

Électrode de coagulation bipolaire MICRODOME

Cormedica



Fiche technique

Dimensions et poids

Longueur totale	240 mm
Longueur totale en cm	24 cm
Diamètre	2 mm

Caractéristiques de base

Forme Electrode	Dome
Version	Flexible

Nettoyage et retraitement

Réutilisable	Oui
Retraitement manuel	oui, voir le mode d'emploi
Température machine	95 °C
Stérilisation Autoclave	max. 137 °C

Normes

Classification liée à 93/42 EEC	Classe IIb
Classification FDA	Non

Informations supplémentaires

Accessoires - tension nominale	max. 250 Vp
Unité de conditionnement	I
GTIN 14	04250418738309
Fabricant : Bissinger (Allemagne)	



Cormedica

CORMEDICA SAS

Greenpark – Immeuble A1 - Rue Claude Chappe - 38300 Bourgoin-Jallieu
Tél : 04 74 94 34 43 Fax : 04 74 94 34 25 E-mail : contact@cormedica.fr
www.cormedica.fr