

# FICHE TECHNIQUE CISEAUX MONOPOLAIRES

## CHAPITRE 1 : Information produit

### 1.1. Description produit :

Ciseaux monopolaires stériles à usage unique



### 1.2. Utilisation prévue :

Les ciseaux sont utilisés au cours de diverses procédures laparoscopiques pour saisir, manipuler, couper et cautériser les tissus mous, les organes ou prélever des échantillons du corps du patient pendant les interventions chirurgicales.

### 1.3. Information fabricant :

Purple Surgical 2 Chestnut House, Farm Close, Shenley, Herts WD7 9AD, Royaume-Uni

### 1.4. Marquage CE : Disponible Classe IIB

### 1.5. Tailles disponibles et références:

Référence	Description
PS4551B	Ciseaux Metzenbaum monopolaires courbes, longueur 33 cm × diamètre 5 mm

## CHAPITRE 2 : Spécifications

Matériau	Acier inoxydable, ABS, PVC
Présence de latex	NON
Présence de phtalates (DHP)	NON
Présence de produit d'origine animale ou biologique	N/A

## CHAPITRE 3: Avertissements

Voir le mode d'emploi pour les avertissements, restrictions, contre-indications et effets indésirables.



## CHAPITRE 4: Autres Informations

**4.1. Emballage :** 5 unités/boîte, 90/carton

**4.2. Durée de vie produit :** 3 ans à partir de la date de stérilisation

**4.3. Méthode de stérilisation:** Oxyde d'éthylène

