

# FICHE TECHNIQUE BOVIE SMOKE SHARK III

## CHAPITRE 1 : Information produit

### 1.1. Description produit :

BOVIE SMOKE SHARK III



### 1.2. Utilisation prévue :

BOVIE SMOKE SHARK III est la solution pour l'évacuation des fumées.

### 1.3. Information fabricant :

SYMMETRY SURGICAL 3034 Owen Dr, Antioch, TN 37013, États-Unis

### 1.4. Marquage CE : Disponible

### 1.5. Tailles disponibles et références:

Code	Description
SE03-120	Appareil Smoke Shark® III 120V
SE03-220	Appareil Smoke Shark® III 220V
SF06	Filtre Smoke Shark® III, paquet de 2 (non stérile)
SERS2	Interrupteur d'activation à distance du Smart Shark
SS95	Adaptateur pour crayon d'évacuation de fumée SharkSkin avec Tubes 3/8" x 10' (20/bx, emballés individuellement de façon stérile)

## CHAPITRE 2 : Spécifications

Performance		
Nom/numéro du modèle		Bovie® Smoke Shark III / SE03-120 & SE03-220
Réglage du débit maximal (LPM-U.S.)		
D.I. standard du tuyau		9,5 mm, 3/8"
Adaptateur SharkSkin		45 LPM
Dimensions (H x L x P)	pouces	10 x 7 x 7,5
Dimensions (H x L x P)	centimètres	25,4 x 17,8 x 19,1
Poids	lbs	7.0
Poids	kg	3.2
Niveau de bruit, dBA	maximum	55 dBA (120 V), 62 dBA (220 V)
Tension disponible		100/120 VAC, 220/240 VAC
Fréquence, auto-détectée		50/60 Hz
Activation par télécommande :		Oui (facultatif)
Caractéristiques de sécurité :		Classifié UL, Marqué CE, Protection par fusible
Affichez :		LED, état du filtre, marche/arrêt de l'aspiration, service requis



## CHAPITRE 3: Avertissements

Voir le mode d'emploi pour les avertissements, restrictions, contre-indications et effets indésirables.

## CHAPITRE 4: Autres Informations

### 4.1. Stockage :

La température ambiante de l'environnement de stockage doit être maintenue entre 14°F et 140°F (-10°C et 60°C). L'humidité relative de l'environnement de stockage doit être maintenue entre 10% et 75%.

### 4.2. Durée de vie produit :

Le filtre a une durée de vie de 6 heures.  
Garantie deux ans.

### 4.3. Méthode de stérilisation ou de désinfection recommandée (ANSI/AAMI ES 60601-1, clause 6.4) :

Débranchez l'évacuateur de fumée chirurgical Bovie® Smoke Shark. Essuyez l'évacuateur de fumée chirurgical Bovie® Smoke Shark avec un chiffon humide contenant une solution désinfectante douce ou de l'eau savonneuse. Essuyez avec un chiffon propre. Ne pas stériliser à la vapeur.

