

Perfuseur EUROPERF S



Perforateur holoplastique bicanal.

Filtre polyamide à porosité 15 µm.

Prise d'air à membrane hydrophobe, obturable, assurant la filtration bactériologique de l'air.

Chambre moulée, solidaire du perforateur.

Compte-gouttes calibré à 20 gouttes/ml.

Filtre 0,22 µm.

Régulateur de débit type Adelberg.

Robinet 3 voies en Makrolon® lipido-résistant déconnectable de l'embout terminal.

Site pour injections extemporanées en "Y" en caoutchouc synthétique dépourvu de latex situé à 30 cm de l'embout terminal (Polyisoprène).

Filtre de purge hydrophobe de 15 µm.

Tubulure de 1,70 à 1,90 m.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Carton de 100.

Sans DEHP

Référence	Description
104101S	Avec raccord en Y
104106S	Sans raccord latex - Filtre 25 microns 1 voie
104107S	Avec robinet 3 voies + raccord Y
104108S	Avec robinet 3 voies
104105S	Perfuseur LPPR

Sans DEHP, petite chambre

Référence	Description
104110S	Avec raccord en Y
104111S	Sans raccord latex Filtre 25 microns 1 voie
104112S	Avec robinet 3 voies + raccord Y
104113S	Avec robinet 3 voies