


## Circuits Mapleson F

Une gamme de circuits pédiatriques basés sur la configuration du Mapleson F qui peuvent être utilisés dans les services d'anesthésie, de réveil, de soins intensifs ou d'Urgences.

### Mapleson F - Pièce en T pour nouveau-né

La Pièce en T pour nouveau-né est le circuit d'anesthésie pédiatrique le plus couramment utilisé. L'arrivée de gaz frais se fait directement au raccord coudé ce qui réduit l'espace mort au minimum.



### Mapleson F - Pièce en T Ayres modifiée Jackson Rees

Le circuit Pièce en T Ayres modifiée Jackson Rees est fourni avec un raccord coudé fixe et un orifice luer lock qui permet un monitoring sans risque à la connexion patient. Le raccord coudé peut être retiré pour connecter le système directement à une sonde trachéale préformée.

