


Accessoires

Filtre respiratoire **Hydro-Guard™ Mini**




L'efficacité du filtre respiratoire Hydro-Guard™ Mini est de 99.999%. Il convient pour protéger le malade de la contamination ambiante et l'environnement des gaz expirés par le patient.

Code: 1744

Filtre antibactérien/viral Hydro-Guard Mini

Boîte de: 40

Filtre respiratoire **Air-Guard™**



Air-Guard est un filtre hydrophobe à membrane plissée conçu pour la protection machine des équipements respiratoires et des concentrateurs d'oxygène.

Code: 1788

Filtre respiratoire Air-Guard

Boîte de: 50

Raccords en T **modular**



Les deux raccords en T utilisés avec les kits de ventilation 22mm et 15mm sont disponibles séparément pour permettre d'adapter soit le Cirrus, soit le Micro Cirrus au circuit de respiration.

Code: 1986

Raccord en T Adulte 22mm

Boîte de: 20


Code: 1800

Raccord en T Pédiatrique 15mm

Boîte de: 35

Embouts buccaux **modular**

Trois types d'embouts buccaux peuvent être utilisés avec les nébuliseurs Cirrus et Micro Cirrus. Le modèle 1477 ne s'utilise qu'avec le nébuliseur HOT Top Plus.



Code: 1510

Pièce en T pour nébuliseur Cirrus

Boîte de: 75

Code: 1931

Embout buccal 22F

Boîte de: 35

Code: 1930

Embout buccal 22M

Boîte de: 40

Code: 1477

Embout buccal pour HOT Top Plus

Boîte de: 75

Voir pages 70 & 71 la gamme complète de tuyaux oxygène, tuyaux aérosol et connecteurs.

Vidéo disponible sur demande.