

# Pulmo-Protect™ Filtre pour fonction pulmonaire







Gestion des Voies Aériennes • Filtres Respiratoires





# Intersurgical Pulmo-Protect™ filtre pour test de la fonction pulmonaire

Les manoeuvres expiratoires et inspiratoires forcées sont employées pour évaluer la fonction pulmonaire d'un patient. Ce test permet notamment d'aider à diagnostiquer l'évolution d'une pathologie respiratoire, l'évaluation pré et post opératoire, lors d'arrêt du tabagisme ou de plans de santé au travail.

Lors du test, un patient peut générer un débit de pointe d'une hauteur de 12 L/sec (720 LPM) et expulser des particules pathogènes, pouvant contaminer l'appareil de test de la fonction pulmonaire. De fait, la contamination croisée entre patients représente un risque réel¹.

Pulmo-Protect combine une faible résistance au débit à une haute efficacité de filtration bactérienne et virale, conçu spécifiquement pour la protection du patient et de l'équipement lors d'un test de la fonction pulmonaire.

## Pulmo-Protect offre:

- Une protection des appareils de test de fonction pulmonaire
- De hautes propriétés de filtration pour réduire le risque de contaminations croisées
- Une faible résistance performante pour garantir la précision des résultats, conforme aux recommandations² ATS/ERS
- Un faible volume fonctionnel
- Une efficacité de filtration microbiologique testée et validée offrant un taux contre les bactéries et les virus >99.999%³
- Un embout buccal souple, confortable et à usage unique, pour améliorer la tolérance du patient et l'efficacité du test
- Un pince-nez confortable et à usage unique, pour prévenir la contamination par contact de patient-à-patient
- Une gamme de filtres à code-couleur, disponibles individuellement ou en kits complets



### Faire une demande

### **Solutions Pulmo-Protect**

| 391000 | 1691004 | NOUVEAU |
|--------|---------|---------|

16

1691050

1691010

| A utiliser avec les appareils de test suivants :                                 | Pulmo-Protect filtre pour fonction pulmonaire | Filtre avec embout<br>buccal elliptique intégré | Filtre, embout buccal et pince-nez | Filtre, embout buccal souple et pince-nez |
|--|---|---|------------------------------------|---|
| JAEGER®, MasterScreen, SensorMedics®, Vmax™, Micro Medical®, Chest et Microgard® | 1691000 (Qté 50)                              | 1691004 (Qté 50)                                | 1691050 (Qté 30)                   | 1691010 (Qté 30)                          |
| Medisoft, BodyBox, HypAir<br>Compact + et SpiroAir                               | 1691001 (Qté 50)                              | 1691005 (Qté 50)                                | 1691051 (Qté 30)                   | 1691011 (Qté 30)                          |
| Fukuda Denshi®, SP-350 et Fudac-77   | 1691002 (Qté 50)                              | 1691006 (Qté 50)                                | 1691052 (Qté 30)                   | 1691012 (Qté 30)                          |
| NSpire™ <i>NOUVEAU</i>   | 1691003 (Qté 50)                              | 1691007 (Qté 50)                                | 1691053 (Qté 30)                   | 1691016 (Qté 30)                          |

Pour les accessoires et adaptateurs disponibles, visitez le site web Intersurgical pour un complément d'informations. www.intersurgical.fr/produits/gestion-des-voies-aeriennes/pulmo-protect-filtre-pour-fonction-respiratoire

Références: 1. Journal of Respiratory Medicine 2005.09.015 An audit into the efficacy of single use bacterial/viral filters for the prevention of equipment contamination during lung function assessment. 2. European Respiratory Journal 2005; 26: 319–338 Standardisation of spirometry M.R. Miller, J. Hankinson, V. Brusasco, F. Burgos, et al. 3. Nelson Labs 1171223-S01/1171222-S01

JAEGER est une marque déposée de CareFusion Germany 234 GmbH. SensorMedics est une marque déposée de SensorMedics Corporation. Vmax est une marque commerciale de SensorMedics Corporation. Micro Medical est une marque déposée de CareFusion U.K. 232 Limited. Microgard est une marque déposée de Becton Dickinson and Company. Fukuda Denshi est une marque déposée de Fukuda Denshi Co., Ltd. NSpire est une marque commerciale de nSpire Health, Inc.



33, Avenue Du Maréchal De Lattre De Tassigny, Le Péripole, 94127 Fontenay-Sous-Bois Cedex T: +33 (0)1 48 76 72 30 F: +33 (0)1 48 76 91 38 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr







Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 et ISO 14001:2015 Pensez-y avant d'imprimer Economisons les ressources. Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso.

IS12.22 FR • Issue 5 04.20