

## UN NÉBULISEUR DE VOYAGE POUR FACILITER LE TRAITEMENT

AIRMED Travel-Air est un compresseur portable compact, léger et conçu pour délivrer les médicaments prescrits de manière efficace dans les poumons.

### Caractéristiques et avantages du produits :

- Utilisable en tout lieu
- Compact et léger
- Facile à utiliser : Un seul bouton arrêt/marche
- Batterie rechargeable
- Sac de voyage inclus
- Livré avec un kit de démarrage pour une utilisation immédiate



L'AIRMED Travel-Air est livré avec :

- 1 x Compresseur Nébuliseur
- 1 x Manuel d'utilisation
- 1 x Nébuliseur
- 1 x Embout Buccal
- 1 x Masque Adulte
- 1 x Masque Enfant
- 1 x Tubulure
- 5 x Filtres
- 1 x Connecteur
- 1 x Support pour Compresseur
- 1 x Sac de Voyage
- 1 x Batterie Rechargeable
- 1 x Adaptateur Universel

### Spécifications techniques

Taille des particules (MMAD) :	4 µm
Capacité du nébuliseur :	5ml (cc)
Moyenne de volume nébulisé :	>0.2ml/min
Débit :	5.0 ~ 6.7 L/m
Température d'utilisation :	10°C to 40°C
Dimensions :	106 mm x 66 mm x 128 mm (sans batterie) 106 mm x 66 mm x 166 mm (avec batterie)
Capacité de la batterie :	45 minutes
Poids :	395 g (sans la batterie) - 712 g (avec la batterie)
Niveau sonore :	60 dBA

GARANTIE 2 ANS (Compresseur et moteur)