

KITS DE NEBULISATION

MICRONEB III, KITS DE NEBULISATION

Compatibles avec les compresseurs / nébuliseurs pneumatiques AC 2000 et AIRMED 1000 commercialisés par MEDIFLUX, les kits de nébulisation MICRONEB III se déclinent en 3 modèles :

- un kit « embout buccal » comprenant 1 cuve de nébulisation graduée, 1 tubulure et 1 embout buccal.



- un kit enfant comprenant 1 cuve de nébulisation graduée, 1 tubulure et 1 masque enfant

- un kit adulte comprenant 1 cuve de nébulisation graduée, 1 tubulure et 1 masque adulte



	Code ACL	Code LPPR	Prise en charge
Nébuliseur MICRONEB III : kit enfant	436 66 37	101C03.13	12,93 € / pièce
Nébuliseur MICRONEB III : kit adulte	436 66 20	101C03.13	12,93 € / pièce
Nébuliseur MICRONEB III : kit embout buccal	436 66 43	101C03.13	12,93 € / pièce