

## PERFORMANT POUR LES BRONCHES ET LES ALVEOLES



GARANTIE 2 ANS

Un compresseur pneumatique parmi les plus puissants pour une nébulisation rapide de qualité .MMAD de 2,8  $\mu$ m débit de 8 L/mn avec le nébuliseur Microneb III associé. Compatible avec tous les produits nébulisables : bronchodilatateurs, anti-inflammatoires....

Un appareil **robuste et simple** d'utilisation, idéal pour la location et l'utilisation au long cours.

Ce compresseur est particulièrement indiqué pour une utilisation intensive. Il est conçu pour une utilisation en continu.

**Prise en charge** de la location et du kit de nébulisation pour chaque patient : tubulure, capsule et masque.

Il est compatible avec tous les produits nébulisables\* sans ajout de liquide physiologique :


- Broncho-dilatateurs : Terbutaline, Salbutamol, Ipratropium
- Anti-inflammatoires : Budésonide, Beclométasone
- Antibiotiques : Tobramycine, Colistine
- Anti-infectieux : Pentamidine
- Fluidificateurs : Melaleuca viridiflora
- Vasodilatateurs : Iloprost
- Mucolytique : Dornase alpha

\* Source : GAT du SPLF - 2011

Les kits de nébulisation comprennent une cuve de nébulisation graduée, une tubulure et, soit un embout buccal, un masque adulte ou un masque enfant, au choix.



# NEBULISEUR PNEUMATIQUE ECONONEB



## Caractéristiques principales :

Poids : 2,5 Kg  
Dimensions (mm) : 210 x 185 x 185  
Consommation : 160 W

## Performances du compresseur + nébuliseur Lifecare Microneb III :

MMAD : 2,80  $\mu$ m  
% Particules respirables < 5  $\mu$ m : 80 %  
Débit : 8 L/min  
Pression de service : 138 Kpa  
Volume nébulisé : 0,35 ml / min  
Volume résiduel : < 0,9 ml

	Code ACL	Code LPPR	Prise en charge
Compresseur			Tarif de location hebdomadaire :
Location courte durée. Traitement $\leq$ 4 semaines		101C03.11	9,30 €
Location longue durée :			
$\leq$ 64 semaines (dès la 1ère semaine)		101C03.121	4,57 €
pendant la 2ème période au delà de 65 semaines		101C03.122	2,74 €
Nébuliseur MICRONEB III :kit enfant	436 66 37	101C03.13	12,93 € / pièce
Nébuliseur MICRONEB III :kit adulte	436 66 20	101C03.13	12,93 € / pièce
Nébuliseur MICRONEB III :kit embout buccal	436 66 43	101C03.13	12,93 € / pièce

MEDIFLUX c'est aussi :  
les Peak Flow Mini-Wright, Mini-Wright Digital,  
des chambres d'inhalation  
et des spiromètres

**VOTRE CONTACT COMMERCIAL MEDIFLUX**

**mediflux**  
Mesurer et traiter le souffle