

Téléchargement gratuit



PC 68B L'OXYMÉTRIE EN CONTINU TOUT SIMPLEMENT



OXYMÈTRE DE POIGNET PC68B



- Oxymètre de poignet Bluetooth
- Compact et léger ce qui le rend confortable,
- Convient pour un monitoring continu et de longue durée
- Lumineux pour une lecture facile, écran OLED couleur
- Affichage SpO2, rythme cardiaque, index de perfusion, histogramme et courbe
- Démarrage automatique à l'insertion du doigt dans le capteur
- Déconnexion automatique 20 secondes après enlèvement du doigt
- Alarmes sonore, visuelle et vibrante ; seuils limites ajustables
- Mesures de SpO2 et rythme cardiaque en temps réel et historique
- Jusqu'à 480 heures d'enregistrement (enregistrement toutes les 1,4 ou 8 secondes)
- Téléchargement sur PC via câble USB (logiciel Oxygen Data Manager pour PC disponible)
- Fonction Bluetooth en option
- Bluetooth version 4.0, transmission en temps réel sur Android, iPhone, iPad et PC
- Application 'Shenzhen Creative' pour iOS et Android disponible sur Apple/Windows Apple store
- Gestion intelligente de la batterie et alerte batterie faible

Livré avec un capteur adulte, 2 piles AAA, câble USB et logiciel

Accessoires en option :

CR15040039 : capteur silicone Enfant pour PC-68B, 0,2m (garantie 6 mois)

CR15040039 : capteur Velcro Nourrisson pour PC-68B, 0,2m (garantie 3 mois)

3101-000026 : bande velcro court (100mm) pour capteur nourrisson, paquet de 6 bandes

3101-000027 : bande velcro long (130mm) pour capteur nourrisson, paquet de 6 bandes



MEDIFLUX - 01 60 93 90 60 - mediflux.fr

