

Accessoire utilisé pour les mesures de spirométrie ou pour des mesures plus élaborées en pneumologie (comme la pléthysmographie par exemple), le pince-nez permet de garantir que la mobilisation ventilatoire du patient s'effectue uniquement au niveau de la bouche.

PINCE-NEZ RE-UTILISABLE

Cet outil est facilement nettoyable et, de ce fait, réutilisable pendant longtemps avant d'être changé. Il est toutefois possible de l'utiliser comme accessoire jetable.

Modèle de pince-nez agréable et confortable à porter, il offre deux principaux avantages :

- la pression est particulièrement bien étudiée pour ne pas faire mal et ne pas laisser de marques,
- il est facile à nettoyer.



PINCE-NEZ MOUSSE

Pince-nez jetable, cet outil offre un confort maximal au patient grâce à ses coussinets en mousse.

