

PEAK FLOW ELECTRONIQUE

eMini-Wright, un suivi facilité et plus rigoureux de l'asthme

Le suivi du débit de pointe est reconnu comme étant un outil précieux dans la gestion de l'asthme au quotidien. Cependant, effectuer ce suivi manuellement sur papier peut parfois s'avérer fastidieux pour le patient.

Le eMini-Wright le libère de cette contrainte en effectuant ce suivi automatiquement. En effet, débitmètre de pointe électronique, le eMini-Wright mesure et enregistre les données qui peuvent ensuite être transférées sur PC*.

Par ailleurs, le e-Mini-Wright informe le patient si son débit de pointe ne correspond pas au pannel de ses mesures reproductibles.

Petit et discret, le eMini-Wright se glisse dans une poche pour accompagner le patient en toute circonstance.

* eMini-Wright existe en 2 versions : une version standard et une version téléchargeable (câble USB standard non fourni)



Caractéristiques

- Haute précision des mesures du débit de pointe; conformes aux standards internationaux.
- Capacité mémoire : 240 mesures.
- Simple à nettoyer par simple essuyage.
- Affichage à l'écran d'un curseur se déplaçant sur des zones de couleurs et constituant une aide visuelle pour que le patient situe immédiatement l'état de son souffle.
- Indication sur l'écran si l'effort est insuffisant et en cas de résultats non reproductibles.

Zone Verte	80% < DEP < 100%
Zone Jaune	50% < DEP < 80%
Zone Rouge	DEP < 50%

Dispositif mono-patient, le eMini-Wright peut cependant être utilisé avec des embouts cartons avec valve anti-retour



MEDIFLUX c'est aussi :
les débitmètres de pointe Peak Flow et Airzone, le Mini-Wright Digital, des nébuliseurs, des chambres d'inhalation et des spiromètres.

VOTRE CONTACT COMMERCIAL MEDIFLUX


mediflux
Mesurer et traiter le souffle