



## ACCESSOIRES POUR TRACHEO-/BRONCHOSCOPES STORZ



Accessoires		
	REF	Description
1	02BRS 10101FA	Déflecteur prismatique avec raccord pour câble à fibres optiques
2	02BRS 10314BM	Raccord guide avec garniture en caoutchouc
3	02BRS 10314P	Coulisse FLUVOG, avec hublot d'observation, capuchon d'étanchéité en caoutchouc et hublot à orifice, ajustable
4	02BRS 10314BM	Bouchon à hublot
5	02BRS 10318S	Raccord guide pour canule d'aspiration
6	02BRS 10318K	Raccord pour jet ventilation
7	02BRS 10924D	Adaptateur pour respirateur
8	02BRS 10924E	Bouchon pour accès respiration

