



Produit

**MORDEDOR-MO®**

Protecteur anti-morsure de sondes endotrachéales et masques laryngés

Date

Octobre 2017

Références

7600  
7650



N. Spécification

ETP/028/5

---

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

Matériaux

- Cale-dent : Pièce de caoutchouc thermoplastique (sans latex).
- Poche :
  - Cellulose grade médical.
  - Film Polyamide/Polypropylène.



Principales propriétés dimensionnelles

Référence	Longueur	Diamètre
7600	90 mm	19 mm
7650	90 mm	15 mm

Compatibilité cathéters

- 7600 : compatible avec calibres 8 – 9 – 10.
- 7650 : compatible avec calibres 6 – 7 – 8.

Stérilisation et date de péremption

- 5 ans après la date de fabrication.
- Produit non stérile.

Conservation et maintenance

- Conserver à l'abri du rayonnement solaire et des intempéries.
- Conserver dans un endroit sec.
- Produit à usage unique.



## Conditionnement

---

- Poche unitaire.
- 50 poches par carton.

---

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

---

- Atoxique.
- N'absorbe pas l'humidité.
- Sans latex.

---

## INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

---

TELIC S.A.U. garanti que ce produit répond aux exigences requises de la **Directive 93/42/EEC** et qu'il est fabriqué, selon la normative du Système de Qualité certifié comme **ISO 13485**.

Ce produit se classe comme :

- Produit de **Classe I** selon l'Annexe IX du Directive 93/42/EEC, règle 5.
- Code GMDN : 10405 Bloc de morsure épileptique
- Code UMDNS : 10405 Bloc de morsure épileptique