




# Valmy

## **HYGIENE MEDICALE**

### **Consommables à usage court**

### **Dispositifs médicaux**



**Production 100 % «Made in France »  
dans notre usine HQE de Mably (42)  
ISO 9001 & ISO 13485**

Respirez,  
vous êtes bien protégés



# Valmy

[www.valmy.eu](http://www.valmy.eu)

## Charlottes à clip



Disponible dans 2 tailles (19" et 21") pour une plus grande ergonomie, cette charlotte de protection capillaire à usage unique est facile à poser et à ajuster.


Légère et aérée, elle se fait vite oublier et grâce à son pliage accordéon, elle est peu encombrante.

Idéale pour utilisation dans les secteurs suivants : industrie pharmaceutique, hôpitaux, laboratoires, santé,...

- Fabrication française
- Sans colle, sans latex, sans PVC
- Composition : polypropylène, laminette sans latex
- 5 coloris sur stock

Descriptif produit	En polypropylène non tissé - Forme circulaire.
Coloris disponibles	Blanc, Bleu, Vert, Jaune, Rouge - 10 g
Conditionnement	Carton de 1000 (4 boîtes de 250 ou 10 sachets de 100)
Usages	Prévention de la contamination, établissements de santé, laboratoires pharmaceutiques, milieu médical

Grammage	Taille	Coloris	Quantité.	Réf.
10 g	19" (48 cm)	Blanc	x 1000 (4x250)	VH10-019C250
	21" (53 cm)			VH10-021C250
	19" (48 cm)	Bleu		VH10-319C250
	21" (53 cm)			VH10-321C250
	19" (48 cm)	Vert		VH10-519C250
	21" (53 cm)			VH10-521C250
	19" (48 cm)	Jaune		VH10-919C250
	21" (53 cm)			VH10-921C250
	19" (48 cm)	Rouge		VH10-719C250
	21" (53 cm)			VH10-721C250
10 g	19" (48 cm)	Blanc	x 1000 (10x100)	VH10-019C10S100
	21" (53 cm)			VH10-021C10S100
	19" (48 cm)	Bleu		VH10-319C10S100
	21" (53 cm)			VH10-321C10S100
	19" (48 cm)	Vert		VH10-519C10S100
	21" (53 cm)			VH10-521C10S100
	19" (48 cm)	Jaune		VH10-919C10S100
	21" (53 cm)			VH10-921C10S100
	19" (48 cm)	Rouge		VH10-719C10S100
	21" (53 cm)			VH10-721C10S100



Pliage accordéon

Nous consulter pour autres tailles, conditionnements et gammages



Type IIR



## SURGEOR®

Masque 3 couches, à usage médical



### Les + Valmy :

Stop aux fuites qui peuvent générer les maladies nosocomiales, grâce à la soudure en forme de sourire qui permet de filtrer plus de 99 % de l'air expiré.



Masque de haute filtration (Type I) et de très haute filtration (Type II et IIR), SURGEOR® a été testé par les laboratoires NELSON (USA) et répond à toutes les exigences de confort des utilisateurs.

Son dessin anatomique épouse la forme du nez et du visage. La soudure en forme de sourire permet de filtrer plus de 99 % de l'air expiré, ce qui fait des masques Valmy® une protection incontournable pour la lutte contre les maladies nosocomiales.

Les masques à élastiques sont destinés à un usage courant, les masques à liens à un usage prolongé, les masques Type IIR sont résistants aux éclaboussures.


Les masques de soin Type II sont destinés aux soins médicaux et infirmiers à l'hôpital, à domicile ou en cabinet médical. Leur utilisation permet d'éviter la transmission des virus du porteur à son environnement.

Utiliser les masques de soin Type IIR dans les situations où le porteur peut recevoir des projections de sang potentiellement contaminé (blocs opératoires, chirurgie dentaire...).



Surgeor® avec liens

Descriptif produit	Masque 3 couches avec élastiques auriculaires ou liens.
Conditionnement	Carton de 200 (40 boîtes distributrices de 50).
Normes	EN 14683 : 2006 - DM 93/42/CEE - Type I : EFB ≥ 98 % - Types II & IIR : EFB ≥ 99,6 %. <b>Ne protégez pas les voies respiratoires.</b>
Coloris disponibles	Blanc, vert, bleu (Type I, II et IIR) + jaune ou violet (en Type II uniquement)
Autres	Testé par les laboratoires NELSON, USA.



Surgeor® avec élastiques

Caractéristiques	Quantité	Coloris	Type II	Type IIR
			Réf.	Réf.
Elastiques auriculaires	40 x 50 pcs	Blanc	VMS2-01C40	VMS2R-01C40
		Bleu	VMS2-03C40	VMS2R-03C40
		Vert	VMS2-05C40	VMS2R-05C40
		Jaune	VMS2-09C40	-
		Violet	nous consulter	-
Liens	40 x 50 pcs	Blanc	VMS2-02C40	VMS2R-02C40
		Bleu	VMS2-04C40	VMS2R-04C40
		Vert	VMS2-06C40	VMS2R-06C40
		Jaune	VMS2-08C40	-
		Violet	nous consulter	-

Nous consulter pour autres coloris.

Type I Disponible sur demande. Nous consulter.

## Idée Valmy :

Proposer un masque jaune aux patients potentiellement contaminants, dans les salles d'attente (hôpital, médecine de ville...), c'est éviter les contaminations, c'est ensuite réduire l'usage des médicaments, c'est surtout améliorer facilement la santé des patients et de leur entourage.





Type II



Type IIR



Disponible sur demande.  
Couleurs : blanc, bleu, vert, jaune, violet. Nous consulter.



Caractéristiques	Quantité	Coloris	Type IIR Réf.
Elastiques auriculaires	8x25 pcs	Blanc	VMSV2R-01C
		Bleu	VMSV2R-03C
		Vert	VMSV2R-05C
Liens	8x25 pcs	Blanc	VMSV2R-02C
		Bleu	VMSV2R-04C
		Vert	VMSV2R-06C

## SURGEOR® avec visière

Masque 3 couches, à usage médical



**SURGEOR®** à visière est un masque de très haute filtration, doté d'une visière qui protège également le haut du visage du praticien des projections, évitant ainsi le recours à des sur-lunettes de protection. La visière est traitée anti-buée des deux côtés (traitement dans la masse).

Descriptif produit	Masque 3 couches à visière anti-buée, avec élastiques auriculaires ou liens .
Conditionnement	Carton de 200 ( 8 boîtes distributrices de 25).
Normes	EN 14683 : 2006 - DM 93/42/CEE - Types II & IIR : EFB ≥ 99,6 %. <b>Ne protège pas les voies respiratoires.</b>
Coloris disponibles	Blanc, vert, bleu (Type IIR) + jaune ou violet (en Type II uniquement)
Autres	Testé par les laboratoires NELSON, USA.

Nous consulter pour autres coloris.



**NOUVEAU**



**Surgeor® anti-odeurs 3 couches**



**Hygeor® anti-odeurs pliable**

Masque	Quantité	Coloris	Réf.
Surgeor® 3 couches	40 x 50	gris	nous consulter
Hygeor® pliable	x 200 (4x50)	gris	VMVC182-C4

## Masques anti-odeurs



### Masque d'hygiène 3 couches, plat ou masque d'hygiène pliable

Afin de permettre aux personnes exposées à des odeurs désagréables de ne pas être gênées par ces nuisances olfactives, Valmy® propose **deux types de masques** :

- **SURGEOR® anti-odeurs**, masque d'hygiène 3 couches, plat,
- **HYGEOR® anti-odeurs**, masque d'hygiène pliable, sans barrette nasale, conditionné en emballage individuel.

Exemples d'utilisation : domaine mortuaire, toutes les chirurgies avec dégagement de fumée ...

Descriptif produit	Masque anti-odeurs 3 couches, plat avec élastiques auriculaires ou masque d'hygiène anti-odeurs pliable
Conditionnement	Boîte distributrice de 50
Coloris disponibles	Gris
Autres	<b>Ne filtre pas l'air expiré - Ne protège pas les voies respiratoires.</b>



## Lunettes de protection




Les lunettes de protection Valmy sont destinées à être utilisées pour se **protéger des risques d'éclaboussures, de projections ou de brouillards d'aérosols**. Leur confort incomparable et leur forme attrayante font de ces lunettes la solution évidente pour la protection du personnel.



Descriptif produit	Lunettes de protection.	Caractéristiques	Quantité	Réf.
Conditionnement	Boîte	Lunettes de protection	Kit de 200 écrans et 50 montures	LUN-01-K
Normes	CE Directive 93/42	Lunettes de protection	Boite de 3 Kits de 200 écrans et 50 montures	LUN-03-C3
Coloris	couleurs panachées pour les montures			

## H'YGLO®

### Gant de toilette à usage unique



Ce gant rectangulaire, **disponible en 4 tailles**, est idéal pour la toilette des patients en établissements médicaux, maisons de retraite, maintien à domicile. Grâce à sa **conformité OEKO-TEX®**, il est également tout à fait adapté à l'hygiène des nouveau-nés et des enfants (crèches, maternités, usage domestique...).

- Soudure latérale renforcée pour une plus grande solidité.
- Tissu très doux, non pelucheux.
- Matière première et fabrication françaises, limitant ainsi l'empreinte carbone du produit.
- Fibres conformes aux exigences de **l'OEKO-TEX® Standard 100 Classe I** ce qui permet d'utiliser le produit au contact de la peau des bébés.\*

\* Critères OEKO-TEX® Standard 100 Classe I disponibles sur demande.

L'OEKO-TEX® Standard 100 est un système de contrôle et de certification indépendant pour les produits textiles bruts, intermédiaires et finis à toutes les étapes de traitement.

Les contrôles de substances nocives comprennent :

- des substances interdites par la loi
- des substances réglementées par la loi
- des produits chimiques notoirement susceptibles de nuire à la santé (mais toutefois pas encore réglementés par la loi)
- ainsi que paramètres pour la prévention en matière de santé.

Dans leur globalité, les exigences vont bien au-delà des lois nationales en vigueur.

Quatre classes de produits sont différenciées, notamment :

#### Classe de produits I :

articles textiles pour bébés et enfants jusqu'à leurs 3 ans révolus (vêtements, jouets, draps, articles en éponge, etc.).

#### Caractéristiques tissu :

- Tissu aiguilleté très doux
- Grammage : 75 g/m<sup>2</sup>
- Faible déformation à l'usage :
  - \* Rupture Sens Machine : 1250 N/m
  - \* Rupture Sens Travers : 1250 N/m
  - \* Capacité d'absorption : 750 %
- Tissu plié et soudé à l'ultra-son.
- Non allergique.
- Résistance et tenue à la stérilisation :
  - \* Autoclave : oui
  - \* Oxyde d'éthylène : oui

Taille	Dimensions (mm) Largeur x Hauteur	Réf.
7/8	155x210	<b>HYGLO7/8</b>

Descriptif produit	Tissu aiguilleté très doux
Coloris disponibles	Blanc
Conditionnement	Carton de 1000 (20 sachets de 50) - Palette de 42 cartons
Usages	Etablissements médicaux, maisons de retraite, maintien à domicile - Hygiène des nouveau-nés et des enfants - Crèches, maternités, usage domestique...

## Surchaussures

en polypropylène (PP)



Surchaussures blanches, non étanches, pour usage dans les secteurs suivants : Laboratoires pharmaceutiques - Médical (cliniques et hôpitaux)...

Grammage polypropylène : 30 g

Fabrication française.

Disponibles en 2 tailles différentes :

\* L : 38 cm x h 20 cm

\* XL : 42 cm x h 20 cm

Caractéristiques	Matériau	Coloris	Taille	Conditionnement	Réf.
Surchaussures blanches	PP 30 g	Blanc	L (38 cm)	Carton de 400 (vrac) 40 cartons par palette	VSC10L-C400
			XL (42 cm)	Carton de 400 (vrac) 40 cartons par palette	VSC10XL-C400

## Surchaussures antidérapantes

en polypropylène (PP) + semelle polyéthylène (PE)



Surchaussures blanches avec semelle étanche antidérapante afin de limiter la glisse sur les sols humides. Domaines d'utilisation : Médical (cliniques et hôpitaux) - Laboratoires pharmaceutiques...

Epaisseurs : polypropylène (PP) 30 gsm et polyéthylène (PE) gaufré 50 microns.

Sans latex, sans PVC.

Fabrication française.

Disponibles en 2 tailles différentes :

\* L : 38 cm x h 18 cm

\* XL : 42 cm x h 18 cm

Caractéristiques	Matériau	Coloris	Taille	Conditionnement	Réf.
Surchaussures blanches + semelle anti-dérapante	PP 30 g + PE gaufré 50 microns	Blanc + Bleu	L (38 cm)	Carton de 300 (vrac) 40 cartons par palette	VSC201L-C300
			XL (42 cm)	Carton de 250 (vrac) 40 cartons par palette	VSC201XL-C250



**Valmy, PME française a su transformer l'innovation en progrès global pour ses clients.**

Valmy a su structurer en à peine 8 ans un groupe présent sur les segments pointus que sont l'EPI (Équipements de Protection Individuelle), l'hygiène corporelle, l'abord anesthésique et l'assistance respiratoire.

**Le site de production à Mably (42) – construit en 2012 :**

Sur une surface couverte de 6000 m<sup>2</sup>, toutes les fonctions de production, qualité, recherche et développement, achats, logistique, administration des ventes, marketing, ainsi que les services généraux sont rassemblées.

Les conditions de production sont réunies pour assurer une fabrication contrôlée et conforme aux exigences des normes de management qualité ISO 9001 et ISO 13485 :

- Atmosphère régulée
- Equipements de laboratoire et production validés par Apave (CE0082)
- Maîtrise des consommations énergétiques et des ressources naturelles : le bâtiment est en classe énergétique B, l'éclairage des locaux est contrôlé par détecteurs de présence, la production ne requiert pas d'eau (la consommation d'eau n'est pas significative), centrale photovoltaïque d'une capacité de 50KW/h.

La conception de nos produits prend en compte les préoccupations environnementales et de développement durable que chaque fabricant se doit de respecter, avec une production 100 % en France.

### SIÈGE SOCIAL - FABRICATION - DISTRIBUTION

**VALMY SAS**  
La demi-lieuve, rue Benjamin Franklin  
42300 MABLY, France  
Tel. +33 (0)4 77 23 11 21 - Fax +33 (0)4 77 72 54 57  
info@valmy.eu

### DISTRIBUTION ANGLETERRE & IRLANDE

**VALMY SAS Ltd**  
Unit 9 - Dencora Way - Sundon Business Park  
Luton, Bedfordshire, LU3 3HP, England  
Tel. +44 (0)1582 563600 - Fax +44 (0)1582 563323  
info@valmy.eu

### DISTRIBUTION AMERIQUE DU NORD

**LES INDUSTRIES VALMY, inc.**  
1000 rue de la Gauchetière O, bureau 2900  
Montréal, H3B 4W5, Canada  
info@valmy.ca