

PROXIMATE® TL / THL

AGRAFEUSES LINEAIRES
RECHARGEABLES



MECANIQUE



ETHICON ENDO-SURGERY
a Johnson & Johnson company

TRANSFORMING
PATIENT CARE
THROUGH
INNOVATION

PROXIMATE® TL / THL

AGRAFEUSES LINEAIRES RECHARGEABLES

Grâce au design et au renforcement des agrafes l'agrafeuse PROXIMATE® TL peut être utilisée pour agraffer des tissus d'épaisseur variable. Elles sont disponibles en 30, 60 et 90 mm de longueur d'agrafes selon l'appréciation du chirurgien (TL, TLH30 de 1 à 2,5 mm - TLH60 et TLH90 de 1,5 à 2,5 mm) qui choisit l'agrafe adaptée au tissu

AGRAFAGE POUR DES TISSUS EPAIS

- Le rail de fermeture du chargeur d'agrafes et le guide de retenue des tissus assurent un parallélisme des mors, une formation constante des agrafes, pour un bon résultat hémostatique
- Le choix de la hauteur de fermeture des agrafes permet de s'adapter aux tissus épais (estomac, bronches)
- Le fil d'agrafe renforcé assure une excellente tenue de celles-ci sur les tissus épais

CONTROLE DE LA FERMETURE ET DE LA COMPRESSION DES TISSUS

- La fermeture manuelle des mors réalisée à l'aide de la molette placée à l'arrière de l'agrafeuse permet un contrôle précis du positionnement et de la compression des tissus épais

CONÇU POUR LA SECURITE

- Indicateur avec échelle de réglage de l'espacement
- Verrouillage du levier sur la poignée après l'agrafage
- L'agrafeuse est munie d'un dispositif de sécurité qui empêche, pendant la première application, la rotation de la molette de réglage tant que le guide de retenue n'est pas complètement poussé en avant.
- Conçu pour empêcher le développement du dispositif de sécurité tant que l'espacement n'est pas positionné dans la plage appropriée

DOMAINES D'INTERVENTIONS

Chirurgies digestive (estomac) et thoracique pour la section et la résection des tissus internes



PROXIMATE® TL90

- Pour les larges sections de tissus épais, la TL90 délivre des agrafes plus fines et serrées selon le même principe que les TLH
- La gamme pour les tissus fragiles et les sites opératoires délicats, la gamme TL est également disponible en 30 et 60 mm pour les différents tissus

Agrafes Titane					
CODE	CODE COULEUR	LONGUEUR AGRAFAGE Hauteur x Longueur	DIM. AGRAFES OUVERTES FERMEES	HAUTEUR AGRAFES	NOMBRE D'AGRAFES
AGRAFEUSES					
TL30	Tissus normaux & épais - 2x2 rangées d'agrafes	 30 mm	4 mm x 4,5	1,0 mm	11
TLH30	Tissus très épais - 2x2 rangées d'agrafes	 30 mm	4 mm x 4,8	1,5 à 2,5 mm	11
TLV30	Tissus vasculaires - 2x2 rangées d'agrafes	 30 mm	3 mm x 2,5	1,0 mm	15
TL60	Tissus normaux & épais - 2x2 rangées d'agrafes	 60 mm	4 mm x 4,5	1,0 à 2,5 mm	21
TLH60	Tissus très épais - 2x2 rangées d'agrafes	 60 mm	4 mm x 5,5	1,5 à 2,5 mm	21
TL90	Tissus normaux & épais - 2x2 rangées d'agrafes	 90 mm	4 mm x 4,5	1,0 à 2,5 mm	33
TLH90	Tissus très épais - 2x2 rangées d'agrafes	 90 mm	4 mm x 5,5	1,5 à 2,5 mm	33
CHARGEURS POUR AGRAFEUSES PROXIMATE® TL					
TR30	Pour TL30 - 2x2 rangées d'agrafes	 30 mm	4 mm x 4,5	1,0 mm	11
TRH30	Pour TLH30 - 2x2 rangées d'agrafes	 30 mm	4 mm x 4,8	1,5 à 2,5 mm	11
TRV30	Pour TLV30 - 2x2 rangées d'agrafes	 30 mm	3 mm x 2,5	1,0 mm	15
TR60	Pour TL60 - 2x2 rangées d'agrafes	 60 mm	4 mm x 4,5	1,0 à 2,5 mm	21
TRH60	Pour TLH60 - 2x2 rangées d'agrafes	 60 mm	4 mm x 5,5	1,5 à 2,5 mm	21
TR90	Pour TL90 - 2x2 rangées d'agrafes	 90 mm	4 mm x 4,5	1,0 à 2,5 mm	33
TRH90	Pour TLH90 - 2x2 rangées d'agrafes	 90 mm	4 mm x 5,5	1,5 à 2,5 mm	33



ETHICON ENDO-SURGERY
a Johnson & Johnson company

TRANSFORMING
PATIENT CARE
THROUGH
INNOVATION