



## Cirrus™ 2

Gamme de nébuliseur et kits complets



Oxygène & Aérosolthérapie ▪ Nébulisation



## Nébuliseur Cirrus™ 2 et kits complets

Le nébuliseur Cirrus2 offre de nombreuses caractéristiques, notamment une cuve graduée indiquant précisément la quantité de liquide dans le nébuliseur. La cuve dispose d'un système d'ouverture/fermeture en un quart de tour avec clic de verrouillage, permettant un remplissage rapide de la cuve et une meilleure étanchéité entre la cuve et le corps du nébuliseur.

Le nébuliseur Cirrus2 est conçu pour délivrer un aérosol médicamenteux à visée trachéobronchique. A un débit de gaz moteur de 8L/min, le Diamètre Massique Médian (MMD) est de 3.1 microns.

▶ Vidéo disponible sur [www.intersurgical.fr](http://www.intersurgical.fr)



### Cône standard 22F

S'adapte aux masques, pièces en T ou embouts buccaux

### Ouverture facile et rapide

Un quart de tour, avec clic de verrouillage

### Cuve graduée

Préparation rapide

### Faible volume résiduel

Réduit la perte de médicament non utilisé

### Pièce en T auto-occlusive

Le Cirrus2 est disponible avec une pièce en T auto-occlusive, permettant au nébuliseur d'être inséré sur (ou retiré de) la pièce en T connectée au circuit respiratoire sans perturber la ventilation du patient ou déclencher une alarme par inadvertance.

▶ Vidéo disponible sur [www.intersurgical.fr](http://www.intersurgical.fr)





## Kit nébuliseur Cirrus™2, avec masque Intersurgical EcoLite™

### Bienvenue dans la Zone de Confort

La conception unique et les matériaux utilisés dans la fabrication du masque Intersurgical EcoLite offrent un confort accru du patient et un impact environnemental réduit.

### Confort du Patient

L'amélioration du confort du patient est l'une des clés du développement du masque Intersurgical EcoLite. Les dernières techniques de fabrication permettent de combiner deux matériaux sans PVC au sein d'un même dispositif. Le polypropylène constituant le corps du masque Intersurgical EcoLite est transparent, léger et suffisamment rigide pour maintenir la forme du masque, tandis que le second matériau en TPE, plus souple, constitue la lèvre étanche entrant en contact avec le visage du patient.

### Respect de l'Environnement

Le masque Intersurgical EcoLite est le pilier de la gamme Eco, véritable reflet de notre engagement dans le développement durable. De nombreux organismes remettent en question l'utilisation du PVC dans les produits médicaux et son impact sur l'environnement. L'utilisation de matériaux alternatifs a permis l'élimination du PVC dans le masque Intersurgical EcoLite, réduisant de fait l'impact environnemental.

📺 Vidéo disponible sur [www.intersurgical.fr](http://www.intersurgical.fr)



En savoir plus  
sur la gamme Eco

[www.intersurgical.fr/info/eco](http://www.intersurgical.fr/info/eco)

### Ourlet nasal incurvé

S'adapte à différentes formes de nez pour prévenir toute fuite de médicament nébulisé au niveau des yeux

### Sans pince-nez métallique

Compatible IRM

### Lèvre souple étanche

Accroît le confort du patient

### L'élastique peut se positionner sur ou sous les oreilles du patient

La position sous les oreilles aide à prévenir l'irritation et la formation d'ulcération

### Système de double lèvre étanche

Assurant une parfaite adaptation du masque sur tout type de visage





illustration

### Nébuliseur Cirrus™2 et kits

Référence	Description	Long. tuyau	Qté/bte
1402000	Nébuliseur Cirrus2		75
1453015	Kit nébuliseur Cirrus2, avec masque adulte Intersurgical EcoLite et tuyau	2.1m	30
1453017	Kit nébuliseur Cirrus2, avec masque adulte Intersurgical EcoLite et tuyau sans PVC	2.1m	30
1454015	Kit nébuliseur Cirrus2, avec masque pédiatrique Intersurgical EcoLite et tuyau	2.1m	36
1455000	Kit nébuliseur Cirrus2, avec embout buccal monobloc et tuyau, Patient Unique	2.1m	35
1464000	Kit nébuliseur Cirrus2, avec embout buccal, pièce en T et tuyau	1.8m	40
1464004	Kit nébuliseur Cirrus2, avec embout buccal, pièce en T, filtre et tuyau Sure Loc	1.8m	20
1464021	Kit nébuliseur Cirrus2, avec embout buccal monobloc, filtre et tuyau	2.1m	20
2605000	Kit nébuliseur Cirrus2, avec pièce en T pour circuit 22mm et tuyau	1.8m	40
2606000	Kit nébuliseur Cirrus2, avec pièce en T pour circuit 15mm et tuyau	1.8m	35
2608000	Kit nébuliseur Cirrus2, avec pièce en T pour circuit 10mm et tuyau	1.8m	45



illustration

### Pièce en T auto-occlusive

Référence	Description	Qté/bte
2609000	Kit nébuliseur Cirrus2, avec pièce en T auto-occlusive pour circuit 22mm et tuyau 1.8m	35
1814000	Pièce en T auto-occlusive 22M-22F-22M	40

Faire une demande

Produit à faible impact environnemental



33, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Le Péripole, 94127 Fontenay Sous Bois Cedex  
T: +33 (0)1 48 76 72 30 F: +33 (0)1 48 76 91 38 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié ISO 9001:2015, ISO 13485:2003 et ISO 14001:2015

**Pensez-y avant d'imprimer**  
Economisons les ressources.  
Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso.

IS10.23 FR ▪ Issue 11 09.17