



PLAQUES POUR LE BASSIN ET LE COTYLE



stryker® Trauma

PLAQUES POUR LE BASSIN ET LE COTYLE

Compatibles

- La majeure partie des indications sont couvertes par la gamme de plaques MATTA (5 types de plaques : droites, droites souples, courbe R88, courbe R108, symphyse pubienne)
- Disponibilité visseries corticales 3,5mm et 4,5mm autotaraudeuses et spongieuses 6,5mm en grandes longueurs
- Ecartement des trous équidistants pour une grande adaptabilité per-opératoire
- Instrumentations standard et spécifique disponibles dans le kit MATTA PELVIC SYSTEM (4 boîtes)

Anatomiques

- Plaques droites et courbes
- Rayon de courbure des plaques de 108 et 88 pour mieux s'adapter à l'anatomie masculine et féminine
- Profil bas de la tête des vis dans les plaques
- Augmentation de l'angulation des vis dans la plaque avec les vis 3,5mm
- Extrémités des plaques arrondies



Matériel

- Inox (souple et dur)
- Conformité ISO 5832-1 ASTM F138 & F139



Spécialisées

- Le set contient des plaques spécifiques pour la symphyse pubienne
- Les plaques «souples» offrent une malléabilité optimum en 3D
- les daviers et les pinces spécifiques permettent de maintenir en bonne position la réduction sans gêner la visibilité
- Fers à contourner modifiés pour faciliter le pliage des plaques